

# 骨科记忆合金锁骨骨折解剖型接骨板

产品名称	骨科记忆合金锁骨骨折解剖型接骨板
公司名称	上海骨邦医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东茂兴路90号仁恒广场三号楼21A
联系电话	86-02138810616 18930288772

## 产品详情

作用：用于骨科锁骨远端和中近端骨折，斜型骨折、螺旋型骨折、横断骨折、粉碎型骨折的解剖型环抱内固定

记忆合金锁骨骨折解剖型接骨板：普通接骨板内固定术，手术切口偏长，骨膜剥离较广泛，手术时间较长，内固定术后易产生应力遮挡，易引起骨折延迟愈合，骨折愈合后需再次手术取出内固定物，增加患者痛苦和负担，取除接骨板后螺钉孔处可发生再骨折。tini形状记忆合金接骨板的优点tini形状记忆合金接骨板是一种具有“记忆”特性的合金材料，在0 ~5 的冰水中可改变其形状，置于37 以上的环境中，就会迅速恢复到原来设计定型后的形状。tini形状记忆合金接骨板就是利用温度改变环抱臂的回复力，把骨折端骨干及碎骨片紧紧抱在一起，环抱臂侧齿的t型设计，更有利于产品的安放和取出。固定更加确切，合理的弹性模量与人体骨较为接近，可极大的降低应力遮挡作用，有利于骨折愈合并避免骨质疏松。它具有重量轻、耐腐蚀、耐疲劳、无磁性（不影响核磁共振检查）和生物相容性好的特点。同时由于手术操作简单、加温后可恢复原状，并可生回复力，起持续固定作用，不需要像普通接骨板那样钻孔、上钉等人为性损伤骨质，不仅利于骨折的愈合，同时也减少了手术时间。由于具有可靠的内固定特性，不需外固定，能早期功能锻炼，使肩关节功能不受影响。

亚华记忆合金锁骨接骨板为解剖型设计，产品分左右分远端、中近端，

药伞器留药耳酒把药舞留，常用型号：j(4-5)z(10-18)-(50-100)l\r。总之，tini形状记忆合金接骨板是一种适用于锁骨中段及远端粉碎性骨折的理想的内固定材料，治疗效果确切，手术操作简便，手术时间短，值得在医院尤其是基层医院的推广。