

医用儿童物理退烧降温仪

产品名称	医用儿童物理退烧降温仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

医用儿童物理退烧降温仪 冷敷、音乐治疗 体温监测的产品服务介绍

作为一款用于外科的二类医疗器械，河南清领推出了一款名为“医用儿童物理退烧降温仪”的产品，可以有效地帮助儿童退烧降温。该产品具备物理降温仪、退烧系统、退烧散热治疗仪等多种功能，旨在为儿童提供舒适、安全、有效的退烧降温治疗。

临床应用

医用儿童物理退烧降温仪主要适用于儿童发热不退、其他退烧方法效果不佳以及儿童对药物敏感等情况。它通过物理降温的方式，不但可以快速有效地降低患儿的体温，减轻炎症反应，还能缓解患儿的不适感，提高治疗效果。

功能

- 冷敷功能** 医用儿童物理退烧降温仪内置先进的温度控制系统，可根据孩子体温的不同自动调节冷却温度，使退烧过程更加安全可靠。冷敷过程中，仪器可以均匀地释放冷风，直接作用于患儿体表，加速热量转移，迅速降低体温。
- 音乐治疗功能** 医用儿童物理退烧降温仪还具备音乐治疗功能。研究表明，音乐可以帮助孩子放松心情，缓解焦虑和疼痛感，提高治疗效果。该仪器内置多种舒缓音乐，能够根据患儿不同的需求播放。
- 体温监测功能** 医用儿童物理退烧降温仪配备了高精度的体温传感器，能够实时监测儿童的体温变化，并将数据直观地显示在仪器界面上。这使得医生和家长可以更好地掌握儿童的体温变化，判断退烧效果，及时调整治疗方案。

产品特点

1. 安全可靠 医用儿童物理退烧降温仪采用先进的温度控制技术，确保在降温过程中儿童不会遭受寒冷或烫伤的痛苦，保证治疗的安全性。

2. 温度范围广泛 医用儿童物理退烧降温仪的温度范围为17-39摄氏度，能够适应不同儿童的退烧需求，提供个性化的治疗体验。

3. 操作简便

医用儿童物理退烧降温仪设计简洁易用，一键式操作界面，使得医生和家长能够轻松掌握和操作。

河南清领作为制造商及供应商，拥有多年医疗器械研发经验，致力于为医疗行业提供高品质的产品和服务。医用儿童物理退烧降温仪就是我们研发的一款代表产品，旨在为儿童提供更加舒适、安全的退烧降温治疗。

知识

1. 物理退烧方法在儿童退烧降温中的应用

物理退烧方法是一种非药物治疗方法，通过利用物理方式来降低患者的体温。相对于其他药物治疗，物理退烧方法具有安全、无副作用、易操作等优点，因此在儿童退烧降温中得到广泛应用。

2. 儿童退烧时应该注意的事项

在给儿童退烧降温时，首先需要确保环境的卫生和通风。其次，在使用退烧器械时应根据儿童的体温情况和医生的建议进行操作，避免过度降温或使用不当导致伤害。

3. 如何辨别儿童是否需要退烧降温

通常情况下，当儿童体温超过38.5摄氏度，或出现明显不适、焦虑、头痛等症状时，需要考虑给儿童退烧降温。然而，退烧降温的操作要根据不同儿童的年龄、体质和体温程度等因素进行，**在医生指导下进行。

通过以上介绍，可以看出，河南清领的医用儿童物理退烧降温仪不仅具备物理降温的功能，还结合了音乐治疗和体温监测等多项特点，可为儿童提供更加全面、个性化的退烧降温治疗服务。我们将继续致力于医疗器械的研发，不断推出更多高品质的产品，满足医疗行业的需求。