

# 透析电子体重秤-可连电脑和系统

产品名称	透析电子体重秤-可连电脑和系统
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 型号:SCS-YCH 量程:300kg
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

## 产品详情

### 透析电子体重秤可连电脑和系统

作为上海楷亚科技有限公司的一款产品，透析电子体重秤是一款具备高度度和稳定性的轮椅体重秤。本文将从产品细节图、产品性能、用材、参数表、型号、用途，包装、使用说明、售后服务等方面详细介绍透析电子体重秤的特点。

#### 【产品性能】

透析电子体重秤具备多项先进的技术和功能，如高精度的传感器技术、稳定的重量显示、快速响应速度等。更重要的是，该产品可以通过与电脑和系统的连接，实现数据传输和分析，为医生和患者提供更全面的运动生活监控和健康管理。

#### 【用材】

透析电子体重秤采用优质材料制造，外壳采用高强度的防腐材料，能够有效抵抗日常使用中的撞击和摩擦，更好地保护内部的核心部件，延长产品的使用寿命。

#### 【参数表】

品牌 楷亚

型号 SCSYCH

量程 300kg

## 【型号】

SCSYCH型号的透析电子体重秤专为透析患者所设计，重量量程高达300kg，能够满足不同体重范围的患者需求。同时，该型号的透析电子体重秤还具备蓝牙无线传输功能，方便用户将数据传输到手机或其他设备上进行分析。

## 【用途】

透析电子体重秤主要用于透析科和康复中心等医疗机构，用于\*\*测量患者在床上或坐在轮椅上的体重，并及时记录和传输数据给医务人员。它可以为透析患者提供更方便、可靠的体重测量方式，并辅助医生进行治疗和康复计划。

## 【包装】

透析电子体重秤采用化的包装材料进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。包装中还配备了产品使用说明书和保修卡，方便用户了解产品的使用步骤和售后服务政策。

## 【使用说明】

在使用透析电子体重秤之前，请确保轮椅秤放置在水平地面上，避免发生不必要的变形和测量误差。患者坐在轮椅上，将轮椅轮子锁定，确保安全和稳定。将电脑与轮椅体重秤连接，并按照操作说明进行数据传输和分析。

## 【售后服务】

桤亚科技有限公司拥有的售后服务团队，为透析电子体重秤提供完善的售后服务。如果您在使用过程中遇到任何问题，可以随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您解答。

## 【相关知识】

1. 透析电子体重秤的核心技术是高精度的传感器技术，通过获取物体的重力信息，将其转化为电信号，再经过处理和计算，终得到准确的体重数值。
2. 透析患者的体重监测对于治疗效果评估和调整非常重要，透析电子体重秤可以提供准确的体重数据，为医生提供更有针对性的治疗方案。
3. 电脑和系统的连结使得透析电子体重秤具备了数据传输和分析功能，医务人员可以通过轮椅体重秤收集的数据，进行对透析患者的更全面的监测和管理。

## 【问答】

Q 透析电子体重秤的测量精度有多高

A 透析电子体重秤的测量精度通常在0.1kg左右，能够满足透析患者的\*\*体重测量需求。

Q 透析电子体重秤有哪些安全保护措施

A 透析电子体重秤具备多重安全保护措施，如防滑垫设计、轮椅锁定装置、自动关机功能等，确保患者在测量过程中的安全。