

清远TGC汽轮机油检测 机油污染度化验

产品名称	清远TGC汽轮机油检测 机油污染度化验
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:500ml以上 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

清远TGC汽轮机油检测 机油污染度化验 汽轮机油普遍使用的是46号透平油。我国的L-TSA汽轮机油（L是润滑的意思，T是透平（汽机）的意思，S是加入防锈溶剂的意思，A是抗氧化的意思）产品标准为GB1120-89，该标准根据40℃下运动粘度的中心值将汽轮机油分为32、46、68和100四个粘度等级，其中32号与46号指的是油的粘度（粘度是液体流动性的指标，它对油的传送和燃烧有重要影响），通常以恩氏粘度表示，符号为°Et。所谓恩氏粘度，就是200立方厘米的油，在某一温度下，留经一标准尺寸孔口所需的时间与同体积的水在20℃下通过一孔口时间的比值0%2B粘度越大的越稠，因此相比而言，32号汽轮机油肯定比46号汽轮机油稀。清远TGC汽轮机油检测 机油污染度化验 透平油/汽轮机油检测机构 汽轮机油亦称透平油，通常包括蒸汽轮机油、燃气轮机油，水力汽轮机油及抗氧汽轮机油等，主要用于汽轮机油和相联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。汽轮机油的作用主要是润滑作用，冷却作用和调速作用。汽轮机/涡轮机（透平油）GB1120—2011油检测项目（新油）

- 序号、检测项目、检测标准、样品量
- 1、外观目测 / 2、色度 GB/T6540、50 (ml)
 - 3、运动粘度@40℃、GB/T265、20 (ml)
 - 4、倾点、ASTM 97, GB/T 3535、50 (ml)
 - 5、粘度指数、GB/T1995、50 (ml)
 - 6、密度、ISO 12185、20 (ml)
 - 7、闪点、GB/T3536、100 (ml)
 - 8、酸值、GB/T264、50 (ml)
 - 9、水分、GB/T11133、100 (ml)
 - 10、泡沫特性、GB/T12579、400 (ml)
 - 11、空气释放值(50℃)、SH/T 0308、250 (ml)
 - 12、抗乳化性、GB/T8022、100 (ml)
 - 13、铜片腐蚀、GB/T5096、50 (ml)
 - 14、液相锈蚀、GB/T11143、400 (ml)
 - 15、旋转氧弹、SH/T0193、150 (ml)
 - 16、清洁度、ISO 4406、200 (ml)。

清远TGC汽轮机油检测 机油污染度化验 华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放眼全世界”的宏伟发展战略，致力金属材料的检测与咨询，我们的服务宗旨：检测中心可以出具性检验报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公正、保密的服务宗旨和质量方针，严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性,科学性。

[鹤山噪声检测公司 变压器噪声检测](#)