

MDS-COD快速消解仪

产品名称	MDS-COD快速消解仪
公司名称	青岛孚必达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛李沧区青山路689号宝龙公寓3号楼301室
联系电话	86-053258807156 15715428292

产品详情

仪器简介：

为适应环境监测中水质样品快速高效的检测要求，并与后续检测仪器相配套，新仪公司开发了这款微波COD快速消解仪。该产品的特点是将多达8个加入重铬酸钾等试剂后的水样在设定的温度和时间条件下同时密闭微波加热消解，消解完成后样品无需转移即可与进口自动电位滴定仪配套使用，迅速得出检测结果。微波COD快速消解仪比传统电热法消解速度大大提高(8个样品消解时间在20分钟左右)，试样消解彻底，故测定结果准确，重现性好。

技术参数：

- 1) 8个样品同时消解，高精度铂电阻温度传感器实时测定并控制反应罐内的消解温度，控温精度为： 165 ± 1 ；
- 2) 消解反应罐容积 100 ml，采用优良的PTFE材质和自助密闭结构，消解过程中样品无泄漏、无损失，同时确保使用安全；
- 3) 微波最大输出功率：1000W, 运行过程中可在0-1000W 之间自动调整功率加热，采用功率随消解温度自动变频反馈控制技术；
- 4) 消解程序可设置1~6步，每步都可设消解温度，时间和最大功率；
- 5) 高亮度荧光显示屏可同时显示消解温度上升曲线和各项消解参数，便于操作人员观察和控制。