

极速爆脂减肥仪葫芦岛丰胸仪大石桥美体仪庄河BIO美容美体仪海

产品名称	极速爆脂减肥仪葫芦岛丰胸仪大石桥美体仪庄河BIO美容美体仪海
公司名称	丹意达美容美体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市风雨坛路138号
联系电话	024-22961717 15840461568

产品详情

品名称：DYT-028 极速爆脂减肥仪 产品类别：美体减肥仪器 主要用途：适用于：强力爆脂、去除脂肪；溶解脂肪、淋巴排毒、紧致肌肤、增强皮肤弹性；改善桔皮组织、纤体塑形。原理及特点：丹意达极速爆脂仪融合了40K聚焦强声波，RF，真空吸附和BIO4大核心技术为一体的高科技纤体美容仪器。

1、强力爆脂、去除脂肪 利用聚集了强烈声波的强声波头发射的频率达40000HZ的声波，进入人体后可使人体脂肪细胞产生一种强烈的撞击作用及脂肪细胞间的摩擦运动，能有效消耗热量，消耗细胞的水份，使脂肪细胞缩小，另外当声波震动时能使细胞间产生强裂撞击，细胞瞬间爆破，脂肪细胞减少，从而达到去除脂肪效果。2、溶解脂肪、淋巴排毒、紧致肌肤、增强皮肤弹性 以最先进的射频技术与能量射频于一身，可以深层直达脂肪体，具有靶向定位射频输出的卓越性，使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能摩擦热，使局部温度升高，通过汗腺，肝肠循环及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外，以达到溶解脂肪的功效。3、改善桔皮组织、纤体塑形 通过仪器能量电极所产生的生物波刺激身体相应的穴位，利用不同的频率和脉冲，在多种物理电子协同的交互下，对脂肪体进行有效的刺激，让身体运动起来，从而再次消耗热量和脂肪，以达到塑身美体的功效。技术参数：

项 参
目 数
输 2
出 50
功 W
率
工 50H
作 Z--6
频 0HZ
率
RF 0-1
频 Mk
率 hz
负 0-28
压 0Kp
a

50 50K
K
强
声
波
材 ABS
质
电 110
压 V--
240
V
体 47
积 × 4
7 ×
122c
m
重 28kg
量

丹意达（中国 沈阳）美容仪器减肥仪器丰胸仪器设备有限公司 （一次的合作
永远的朋友！）丹意达（中国.沈阳）美容美体仪器设备有限公司

丹意达（中国.郑州）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.南京）美容美体仪器设备有限公司
丹意达（中国.重庆）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.西安）美容美体仪器设备有限公司
丹意达（中国.成都）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.广州）美容美体仪器设备有限公司
丹意达（中国.北京）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.上海）美容美体仪器设备有限公司
丹意达（中国.湖南）美容美体仪器设备有限公司 丹意达（中国.石家庄）美容美体仪器设备有限公司
丹意达（中国.青岛）美容美体仪器设备有限公司

长期供应:丹意达沈阳美容仪器|本溪减肥仪器|黑龙江丰胸仪器|无影刀武汉|气血透析仪赤峰|大庆冰电
波RF拉皮|吉林爆脂仪|大连爆脂机|丹东减肥机|长春无针电美塑|牡丹江红外线乳腺检测仪|赤峰纤体美
胸一体仪|宽甸丰胸机|辽阳丰胸仪|伊春减肥仪|七台河减肥设备|阜新美容设备|绥化丰胸设备|延吉家用
减肥仪器|鸡西家用美容仪器|哈尔滨家用丰胸仪器|抚顺远红外线瘦身毯|朝阳远红外线溶脂毯|盘锦皮肤
测试仪|锦州振脂机|四平远红外线瘦身太空舱|鞍山远红外线溶脂灯|奈曼排毒仪|松源多功能纤体舱|齐
齐哈尔虹膜仪|鹤岗多功能美容仪器|白山祛皱美容笔|通辽注氧仪|瓦房店塑身仪|白城瘦身仪器|葫芦岛
太空舱|铁岭美容仪器|营口美容美体仪器|等系列美容美体仪器。