

# 脉动冷热敷机 快速止痛消肿

产品名称	脉动冷热敷机 快速止痛消肿
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	医保:甲类医保 功能:冷疗、热疗、加压 温度:4 -42
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋 ( 自贸区武汉片区 )
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

脉动冷热敷机 快速止痛消肿是一种全新的冷敷和加压相结合,对损伤组织局部冷敷、加压,可达到降温、止痛、止渗、消肿的作用的一种设备,以其特色的冷敷、热敷、加压、音乐疗法等功能,助力骨科患者ERAS方案,满足了骨科病患在困手术期镇痛、消肿、促进功能快优康复等需求。具备ISO13485和ISO9001双质量体系认证,借助人性化的顾问式营销理念,卓越的品牌价值,为患者快优康复保驾护航!注册证号豫械注准 20182580036 搜索标签 全自动加压冷敷系统 冷疗仪 冷疗机 冷敷机 冰敷机 自动加压冷疗系统 冷敷器 冰桶 医用控温仪 低温镇痛仪 生产单位 河南煜博 招商区域 全国 销售渠道 渠道 运动场馆训练基地渠道 高校医药卫生学院 使用科室

骨科、康复科、疼痛科、中医理疗科、儿科、医学美容科、运动创伤科等 产品特点:

- 1、产品自动化程度高具备液体探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自锁保护装置。
  - 2、产品具有冷敷、热敷和循环脉动加压可以组合使用,整个系统设计合理、安全可靠、操作简单方便临床应用。
  - 3、科技:采用全自动半导体制冷系统,制温速度快、免维护、对环境没污染。操作简单,准备时间短,减轻医护人员工作强度。
  - 4、工作时间:可长时间不间断连续工作,安全可靠。
  - 5、功能强大:冷敷、脉动、加压力于一体。
  - 6、适用范围广:各种外伤、骨伤、发热、发烧、疼痛肿胀等患者。
  - 7、安全保护功能:采用进口元件,性能稳定,免维护,易操作。机理:本机其冷敷可以使局部血管收缩,血液减缓,并使毛细血管的渗透性降低,组织液外渗减少,局部代谢减缓,同时有效地减少了炎性介质的释放。可降低局部组织温度、收缩血管、减少皮下出血、减轻组织肿胀,同时降低神经末梢的度、疼痛阈值,达到止痛、消肿的作用。可对各种外伤,软组织损伤,术前术后的肿胀、水肿、血肿、浮肿,关节积血、积液,关节炎,急慢性软组织损伤,肌肉损伤,闭合性骨折,四肢骨折及关节术后的神经疼痛,急慢性软组织疼痛等有明显的效果。临床应用:脉动加压冷热敷系统在临床康复运用时十分广泛的,在康复中可以使血管收缩,减慢神经冲动的传导,在冷敷过程中,有效降低神经末梢的敏感性,减轻局部的疼痛感,当血管收缩时使其毛细血管通透性降低,血管内血浆渗出减少,减轻组织水肿,减轻由于组织肿胀神经末梢而引起的疼痛,同时冷可使血管收缩血流减慢,血液黏稠度增加,血小板聚集而促进凝血,达到止血的目的。
- 一、全自动加压冷敷功能:能有效减轻疼痛、肿胀、渗出,炎症并发等助力ERAS方案,促进患者快速康复
- 二、全自动加压热敷功能:促进局部血液循环、代谢,利于伤口愈合 缓解肌肉,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷，促进患者快速康复 三、多模式水压加压功能：

多模式脉动水压加压改善微循环加速组织液回流 加速消肿，促进患者快速康复

预防静脉血栓(VTE)的形成 产品特点PRODUCT ATTRIBUTE

技术航天级半导体制冷技术，清洁能源，可靠免维护 温控技术，温度误差+0.5C

液体可循环，冷热量交换效率高. 体验，解剖学设计冰囊，与关节贴合性强，冷热敷效果更优

冰囊采用医用高分子材质，可消毒重复使用 冰囊可X光线，材质柔软，舒适度更好

支持多方案可选，根据病患制定针对性措施 可选中药包配合，促进患者快速康复

安全缺水、堵塞、水温异常等报警，多重安全防护 简易触屏设计，界面简单清晰，易操作

操作普通人员装机培训即可操作，无需专业证书 专利13项专利证书，含1项发明专利

认证ISO13485、ISO9001 适用科室 骨科、中医科、康复理疗科、疼痛科、儿科、创伤烧伤科、手足外科、神经内科、神经外科、五官科、美容科、运动创伤科及各类发烧发热患者。

该收费已进入《全国服务价格项目规范》（项目名称：特殊物理降温 项目编码：121100002）、

（项目名称：气压 项目编码：340100024）、（项目名称：冷疗 项目编码：340100025）