

肛肠清创助手-多功能超声清创治疗仪

产品名称	肛肠清创助手-多功能超声清创治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

在医疗领域中，外科创面的清洗修复是一个非常关键的步骤，尤其是对于肛肠领域的疾病治疗来说更是如此。为了满足这一需求，河南希彤医疗科技有限公司研发了一款名为“ ”的设备，该设备可应用于外科各类型创面的清洗修复治疗，包括糖尿病足等疾病。这篇文章将详细介绍该设备的功能特点以及超声清创机在治疗中的应用价值。

【急性创面介绍】

急性创面是指外科手术或其他外伤后的新鲜伤口。及时有效的清洁和修复对于创口的愈合至关重要。此时，超声清创机可发挥其出色的连续可调**功能，确保创面能够充分获得足够的水流冲洗，彻底清除伤口表面的血栓、坏死组织、污染物等。超声频率为40 ± 25HKz的特点使其可轻松应对多种创面，有力地支持急性创面的修复。

【慢性创面介绍】

慢性创面是指伤后长期未能愈合的创口，在处理中较为复杂。这类创面需要更加精细的处理和修复，因为长期存在的创面易受感染，组织结构也可能发生损伤。在这种情况下，超声清创机的脉动压力功能能够帮助医生更好地清除感染源，促进创面清洁。同时，连续可调的**控制使清创的过程更加顺利，为慢性创面修复提供了强力支持。

【慢性创面修复的重要性】

慢性创面修复的重要性不可忽视。长期存在的创面容易造成细菌滋生，引发严重感染。此外，创面表面的坏死组织和异物会阻碍愈合过程，形成瘘管等并发症。因此，及时有效地清洗和修复慢性创面非常重要，超声清创机成为医生必备的治疗手段。

【超声清创机的功能】

超声清创机是一种结合超声技术和水流冲洗的治疗设备。它具有连续可调的**功能，可根据创面的不同需求进行调整。超声频率为 $40 \pm 25\text{KHz}$ ，能够有效地清除创面表面的坏死组织和污染物，同时促进细胞新生和组织修复。脉动压力为 56Kpa ，能够有效清除慢性创面中的细菌感染源，减少并发症的发生。

【清创机的优势】

超声清创机相比传统冲洗器具具有许多优势。首先，其**的**控制使得清洗更加彻底、准确，有效**治疗效果。其次，超声频率的应用使得创面清洗更加彻底，能从更深层面去除坏死组织和异物，**创面的愈合速度。此外，脉动压力的使用可以从源头上杜绝细菌感染的机会，减少并发症的风险。

【知识与指导】

- 知识：使用超声清创机时，必须了解不同频率的特点和适用范围。在治疗糖尿病足等疾病时，应注意控制清洗的力度，避免对脆弱的肌肤造成伤害。

- 细节：在使用超声清创机进行治疗时，医生应根据患者的具体情况调整**和频率。对于慢性创面修复，需要耐心细致地进行清洗和修复，确保创面的彻底清洁和完整修复。

- 指导：医生应对使用超声清创机的操作进行充分的培训和指导，确保正确使用，避免误伤和其他不良后果的发生。

总结起来，借助，医生能够更加高效、精准地进行肛肠创面的清洗修复治疗。超声清创机的**、超声频率和脉动压力等功能优势，使得治疗过程更加安全、快速和有效。河南希彤医疗科技有限公司将继续致力于医疗器械的创新与研发，为医生提供更多优质的医疗设备，为患者带来更好的治疗体验。