

2-8度实验室用冰箱

产品名称	2-8度实验室用冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

2-8度实验室用冰箱厂家简介：

2-8度实验室用冰箱厂家 -北京福意电器有限公司是一家从事仪器设备、设备、机械设备、实验仪器的企业。公司一贯坚持“，用户上，优良，信守合同”，凭借着高的产品，良好的，优良的，产品近十一个省、市、自治区。竭诚与各代理商，终端客户双赢合作，共同发展，共创！公司拥有强大的能力，科学的理念和办法，完善的检测手段和体系，诚信的经营理念，不断提高产品的，不断提升对用户的水平，与广大新老朋友共同进步。

2-8度实验室用冰箱参数：

2-8度实验室用冰箱：特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用高

密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用

2-8度实验室用冰箱：

操作人员需仔细阅读使用说明，了解、熟悉培养箱功能后，才能接通电源。接通电源，按下电源开关，把温度控制仪调到用户需的设定温度值（此值需高于室温加50C）。当培养箱显示温度达到设定温度时，加准环境温度下通电90分钟后，温度可保持稳定，如箱内即时温度过设定上限报警温度（出厂设置为5）控温仪自动切断加热器电源。如打开玻璃门取样品时，加热器、循环风机会停止工作，当关上玻璃门后，加热器和免培养物的污染及温度的过冲现象。

福意联恒温、冷藏设备等等。我们向客户提供优良的产品、的和完善的，与我们的供应商建立长期、稳定的合作。优良“、周到、行动快速”的。实力雄厚，重信用、守合同、保证产量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

2-8度实验室用冰箱