

实验室样品2-8度冰箱

产品名称	实验室样品2-8度冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

实验室样品2-8度冰箱厂家简介：

实验室样品2-8度冰箱厂家 -十多年来福意联企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的关：“让消费者满意的精工产品”。时刻牢记：“用优美的产品、体现真诚的人文关怀”，不断求取更大的企业发展空间，立足，放眼，致力于把企业推向定向产品发展的位置！

实验室样品2-8度冰箱参数：

实验室样品2-8度冰箱：特点：

1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 2.箱体内外采用优良不锈钢而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置双锁，可实现双人双管。

实验室样品2-8度冰箱：

恒温箱使用的时候要注意: 1、不插电源的情况下，打开有的门，拿出各个抽屉，暴露在空气中一段时间，去去
2、用干净的湿毛巾擦洗恒温箱箱体内表面及各个抽屉表面，去除表面不卫生的杂质；
3、使恒温箱后背面、两侧面离开墙面、橱柜面的距离（一般以15~25公分为宜），并尽可能放置在通风良好的
4、冷藏箱后下方的排水嘴的过滤堵头要放上去； 5、尽可能找一个室内温度较高的时候插电并开始使用。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是一家、恒温箱(hengwenxiang)(柜)设备的企业，公司集科研、为一体，拥有一批高素质的员工队伍，充分利用科技成果，凭借系统、信息优势，不断更新和提高产品性能，以科学的，完善的体系赢得用户的信赖。

实验室样品2-8度冰箱