

# 昆山纺织品防螨性能检测、抗菌测试

产品名称	昆山纺织品防螨性能检测、抗菌测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

除螨就是消除螨虫。螨虫广泛分布于居室的阴暗角落、地毯、床垫、枕头、沙发、空调、凉席等处，其中床垫是较适宜螨虫生长繁殖的环境。经常清洗家庭中的床上用品。

螨虫属体型微小的动物，通常大小约0.5毫米，躯体和足上有许多毛，前端有口器，嗜食皮屑，寿命一般为3个月，但繁殖能力极强，一只螨虫在3月内可变成300只。

### 除螨检测的对象、原理、标准

一、除螨检测对象：除螨仪，纺织品、日化产品、化妆品、化妆品原料、杀虫剂、薄膜、乳胶枕、乳胶床垫等

二、除螨测试原理：取4个培养皿，其中3个按使用方法放入待测药剂或用待测药剂处理的载体。另一个培养皿，不放待测药剂或放一块未经待测药剂处理的载体作为对照。每个培养皿中心放入200只试虫，30 min时在培养皿中心放入螨虫饲料0.05g，之后将培养皿置于隔水式培养箱中48h检查并记录死亡螨虫数。

### 除螨测试标准：

《纺织品防螨性能的评价》GB/T24253-2009

《防螨床上用品》FZ/T62012-2009

《农药检（生测）函[2003]45号附件8：灭螨、驱螨试验方法和评价标准》

### 除螨检测步骤：

#### 1.户尘螨的收集筛选

从自然环境中收集户尘螨，根据螨虫具有畏光的习性，用日光灯管短暂照射法移动成螨，并用毛笔在光学显微镜下分离收集成螨。

## 2.照射杀螨试验

将25只成螨放置在一直径5.0cm高2.0cm玻璃器皿中，将手持式紫外灭菌仪直接放置大玻璃器皿上方(距螨虫2.0cm)进行照射。照射方法按照产品说明书进行。照射剂量和分组是根据预试验的结果而定，即设定3个照射剂量组：在手持式紫外灭菌仪应该距离下分别照射4.83min，7.0min和9.0min。

照射结束后立即在光学显微镜下观察尘螨的活动情况，并分别在照射后1h、12h、24h观察尘螨的存活状况，以不活动为灭活认定。计算杀灭率[杀灭率=(试验尘螨数-存活尘螨数)/试验尘螨数。各试验点均重复4次。

在进行杀螨虫试验时同时设置对照组，除不加紫外线照射外其他环境条件相同。在不同时间观察尘螨的存活情况。

在我们日常生活中存在很多螨虫，因为螨虫我们肉眼很难看得见，所以往往被我们所忽略。但是螨虫对我们人体皮肤和毛发的危害非常大，它的出现会使我们人体的免疫系统功能下降，它在我们身上会滋生很多的细菌。所以除螨检测对我们来说非常有必要。