

# 犬伤用多功能清创机 -规范犬伤冲洗

产品名称	犬伤用多功能清创机 -规范犬伤冲洗
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	功能:可加热水温打印冲洗凭证 操作:大屏触摸显示屏 冲洗模式:脉冲冲洗+自洁功能
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

## 产品详情

犬伤用多功能清创机 规范犬伤冲洗

关键词犬伤用多功能清创机，医用创口冲洗机，狂犬病专用冲洗设备，犬伤冲洗机，犬伤冲洗设备，狂犬病冲洗机，医用外伤冲洗机

功能可加热水温打印冲洗凭证

操作大屏触摸显示屏

冲洗模式脉冲冲洗+自洁功能

犬伤冲洗机配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，通过脉冲式水流对伤口进行冲洗。

### 一、介绍

狗咬伤是常见的外伤之一，由于狗咬伤伴有狂犬病的危险性，对于处理犬伤十分重要。为了规范犬伤的冲洗过程，提高冲洗的效果和安全性，我们推出了犬伤用多功能清创机。此设备具有多项特点和功能，可满足医务人员对犬伤冲洗的需求。

### 二、功能特点

可加热水温打印冲洗凭证犬伤用多功能清创机配备了加热系统，可在冲洗过程中控制水温。同时，设备还能够打印冲洗的凭证，方便医务人员进行记录和追踪。

操作简便设备采用了大屏触摸显示屏，界面简洁直观，操作起来非常方便。医务人员只需要简单的操作就能完成犬伤冲洗，提高了工作效率。

### 三、冲洗模式

犬伤用多功能清创机的冲洗模式包括脉冲冲洗和自洁功能。

脉冲冲洗设备通过脉冲式水流对伤口进行冲洗，能够有效清除伤口内的污物和细菌，减少感染的可能。

自洁功能设备具备自洁功能，可自动清洗设备内部的水路系统，减少污染的风险。

### 四、配套消毒剂和冲洗池

犬伤冲洗机配备了专用的弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂，该消毒剂能够对伤口进行彻底的消毒，并且对皮肤和黏膜刺激小。同时，设备还配备了高低位冲洗池，方便医务人员进行冲洗操作，确保冲洗的效果和安全性。

### 五、常见问题

犬伤用多功能清创机是否适用于所有类型的犬伤

是的，犬伤用多功能清创机适用于各种类型的犬伤，可以有效清洗和消毒伤口。

是否需要额外的培训才能使用犬伤冲洗机

不需要，犬伤冲洗机操作简便，医务人员只需要按照说明书进行操作即可。

冲洗后需要进行其他处理吗

冲洗后，医务人员需要根据具体情况进行伤口处理，包括缝合、消毒等。

以上是对犬伤用多功能清创机的介绍和说明，希望能为医务人员处理犬伤提供更好的工具和指导，保障患者的健康和安全。