

甲醛检测仪多少钱,便携式甲醛检测仪,甲醛浓度检测仪

产品名称	甲醛检测仪多少钱,便携式甲醛检测仪,甲醛浓度检测仪
公司名称	徐州锦程环保设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州江苏省徐州市淮海西路270号苏豪时代广场1902室
联系电话	0516-85559399 18952188886

产品详情

甲醛检测仪多少钱,便携式甲醛检测仪,甲醛浓度检测仪 据了解, 甲醛属于A类致癌物, 长期待在甲醛超标的环境里, 很容易出现眼睛、皮肤和呼吸系统的刺激症状, 引起慢性呼吸道疾病以及染色体异常等症状。而高浓度的甲醛对神经系统、肝脏等都有毒害, 严重时甚至会诱发口腔、皮肤等部位的癌症。大部分消费者都明白甲醛对人体带来的极大危害, 但单凭嗅、触等方式测试卖场内摆放已久的样品, 显然是很难找到真实答案的。也正是因为消费者在认知上存在种种误区, 才让很多商家在没有任何相关证明的情况下, 也敢打着“零甲醛”的旗号招摇过市。室内空气检测仪器: 型号JC-3 由国内知名仪器生产商徐州锦程环保仪器有限公司, 最新研发生产的室内空气检测仪器: 型号JC-3, 可帮您解决所有问题。

JC-3的技术指标参数: 测定下限: 0.01毫克/立方米 测定范围: 0.00-4.00毫克/立方米 测量精度: JC < ± 1% (F.S) 测量方法: 国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法 传感器寿命: 5年 传感器类型: TSL230JC 光源: 高亮度LED硅光二极管, 波长630nm 检测仪器所需检测耗材试剂 (JC) JC-3的甲醛试剂: 纯净水 高精度甲醛试剂 (一) 高精度甲醛试剂 (二) 苯试管: (0.05~4mg/m³) 氨试管: (0.05~ 3mg/m³) 甲苯试管: (0.05~4mg/m³) 二甲苯试管: (0.05~4mg/m³) TVOC试管: (0.05~4mg/m³) 电压: 220Vac (JC) 频率: 50/60hz 功率: 6*2.5W 流量: 6*1L/min 重量: 2.5kg 工作电流: 5A

外观尺寸: 40*28*16cm 响应时间: 10分钟 防护等级: IP65 (JC) 工作温度: -10 45 工作湿度: 5-90%RH JC-3的主要特点: 1、高灵敏度: 世界独一无二的检测器系统, 装载三个检测器: 光电倍增管用于紫外区和可见区, InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区 .jc InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围, 保证了整个测试范围的高灵敏度. <0.00003 Abs 1500 nm,;为世界最高灵敏度。2、高分辨率: 宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器, 超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 (0.1 nm). 测试范围 185 - 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区。

3、全金属设计, 坚固耐用 4、两级两重报警 (声、光、), 不易忽略 5、背光数字、字符显示、瞬时值、峰值 6、仪器维护费用很低 7、现场热敏打印定制格式的检测报告 8、独创的读数曲线调整功能, 即可以方便的对机器读数进行自我校准。 注意事项:

- 1、测定所需水必须为纯净水或者蒸馏水。
- 2、气泡吸收瓶且勿接入进气孔, 否则会产生倒吸, 损坏仪器。(如误操作产生倒吸, 只需空开启机器一个小时, 风干吸入的液体后, 仪器就可恢复正常)
- 3、所有玻璃器具在使用前与使用后, 需用纯净水、蒸馏水清洗干净。
- 4、每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液, 再用纯净水、蒸馏水清洗干净, 以防玷污和腐蚀比

色瓶和气泡吸收瓶。

5、显色后的jc甲醛试剂（二）试管插入分光数据传输口后，必须插紧锁定，以防止杂散光进入。若固体或溶液进入分光数据传输口中，必须擦净后再放入分光比色。

甲醛检测仪多少钱,便携式甲醛检测仪,甲醛浓度检测仪