

动物致伤专用冲洗机-伤口处理器械

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 动物致伤专用冲洗机-伤口处理器械 |
| 公司名称 | 河南煜博生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 检测报告:有狂犬病毒灭活报告 耗材:专用弱碱性犬伤冲洗液 冲洗模式:脉冲冲洗 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号(注册地址) |
| 联系电话 | 18530855281 18530855281 |

产品详情

动物致伤专用冲洗机-伤口处理器械是一种专门用于处理动物致伤伤口的设备，也被称为犬伤冲洗机或狂犬病冲洗机。必须具备四个功能：实现自动交替冲洗、冲洗时间不低于15分钟、高压冲洗、冲洗枪头可更换消毒。在狂犬病暴露后预防处置工作规范（2009）及狂犬病预防控制技术指南2016版（中国疾控2016）中明确要求需要使用一定压力的流动清水和弱碱性消毒剂交替冲洗至少15分钟。

一、检测报告狂犬病毒灭活报告

我们的动物致伤专用冲洗机经过严格的检测，具有狂犬病毒灭活的能力。根据检测报告显示，该冲洗机可以有效灭活狂犬病毒，确保冲洗过程的安全性。这对于防止犬伤传播狂犬病起到了至关重要的作用。

二、耗材专用弱碱性犬伤冲洗液

为了提供更好的冲洗效果，我们推荐使用专用弱碱性犬伤冲洗液作为耗材。这种冲洗液具有良好的渗透性和去污性，可以有效清洁伤口，并提供对病原体的杀灭作用。通过与动物致伤专用冲洗机配合使用，可以达到更好的冲洗效果。

三、冲洗模式脉冲冲洗

我们的犬伤冲洗机配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，并通过脉冲式水流对伤口进行冲洗。这种冲洗模式具有以下优点

1. 脉冲式水流可以更好地冲洗伤口，清除伤口内的污物和病原体。
2. 专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂可以杀灭病原体，并对皮肤黏膜起到保护作用。
3. 高低位冲洗池可以根据伤口位置灵活调整，确保冲洗过程的全面性和准确性。

四、提供知识和指导

作为开发者和制造商，将为用户提供相关知识、细节和指导。我们将向用户提供详细的产品说明书和操作手册，以确保用户能够正确地使用动物致伤专用冲洗机，并达到佳的冲洗效果。

五、常见问题解答

问犬伤冲洗机适用于其他动物伤口吗答是的，犬伤冲洗机适用于其他动物伤口的冲洗处理。但需要根据不同动物的伤口特点和需求进行相应的调整。

问怎样购买专用弱碱性犬伤冲洗液答您可以联系我们的客服，我们将提供相关的购买信息和途径。

问使用动物致伤专用冲洗机需要注意什么答在使用动物致伤专用冲洗机之前，请仔细阅读产品说明书和操作手册，并按照规定进行操作。另外，使用过程中需要注意个人防护，避免交叉感染。