

2-48 养虫箱430L

产品名称	2-48 养虫箱430L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

2-48 养虫箱430L厂家简介：

2-48 养虫箱430L厂家 -北京福意电器有限公司是一家集医用冰箱，-20 冰箱，恒温恒温柜，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜.等系列产品开发和企业。公司力量雄厚，设备精良。本着严格、、求实、奋进的精神，不断提高产量，不断开发新产品。现已发展成为产品结构合理，品种齐全的恒温箱、干燥柜、公司。多年来，公司产品已覆盖三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等系统域的实验室提供，积累了丰富的经验，具有丰富、完善的系统营销方案。

2-48 养虫箱430L参数：

2-48 养虫箱430L：特点：

1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
4.设有优良限温报警系统，过限制温度即自动中断，保证实验运行不发生意外。
5.数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。7.采用压缩机制冷，制冷，。
8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定9. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。10，宽电压带，适合电压不稳定地区，11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度12，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净，利于物品的取样及检测

2-48 养虫箱430L：

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上。6、检查无误后电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电路是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行，再放入食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。广泛涉及医药、科研、电子、化工、建材、、远洋渔业等域。全系列产品覆盖各地，并大批量、多批次海外，进军市场。且多次在各级中，率高达75%以上。多年来深受外广大用户的信赖与厚爱。并结下了深厚的友谊。

2-48 养虫箱430L