

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L

产品名称	福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L厂家简介：

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L厂家 --我们福意联主要从事医疗、实验室恒温冷藏保存设备的及，，致力于为医疗、广大高校、科研院和企事业提供优良的设备和完善的，满足医院、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。我公司凝聚了仪器域中一批博采睿智的人才和务实敬业的团队，拥有的仪器理论和丰富的实战经验，具备科学的产品定位设计、丰富仪器和应用知识及多年累积的经验。

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L参数：

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L：特点：

1.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；2.钢化玻璃门体：三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；

3.内部配置 箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。

4.高精度电脑控制系统：
箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；

5.制冷/制热方式 智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

6.自动温度控制： 微电脑控制，数字LED显示
大屏幕液晶显示，在2 -48 范围内可自由调节温度设定值，不受环境温度变化自动恒定温度。

7.的制冷/制热系统： 采用优良压缩机，PTC制热模块，；翅片式风循环系统，制热/冷迅速，稳定。 设计，低功耗，

8.高优良性： 控温精度高达 ± 1 。

9.系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良 门体锁功能和按键锁功能，更的保存物品手术室里面用的37度药品加热设备----用于药品液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，碘伏等恒温保温，减低在使用过程中由于液体过热或过冷而增发的风险

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。公司特别借鉴家庭式之方案，引入现代企业理念，建造的企业团队，本着以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供提供的产品设备。

福意联昆虫培养箱 FYL-YS-310L