

创伤造口清创机 多功能超声清创治疗仪

产品名称	创伤造口清创机 多功能超声清创治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

超声清创机是一款针对外科个类型创面清洗修复治疗的设备，具备多功能的特点。本文将从急性创面介绍、慢性创面介绍、慢性创面修复的重要性以及超声清创机的功能和优势进行详细介绍。

一、急性创面介绍

急性创面是指在创伤发生24小时内的创口，通常伴有淋巴液、血块、细菌等污染物，需要及时清洗和修复。超声清创机通过连续可调的**、超声频率和脉动压力，可以有效清除创面内的污染物，促进创面的愈合。

二、慢性创面介绍

慢性创面是指创伤持续存在并未愈合的创面，这种创面容易感染、长期存在菌群等。超声清创机可以通过其独特的超声频率和脉动压力，对慢性创面进行深度清洗，并有效杀灭创面内的细菌，为慢性创面的修复提供良好的治疗基础。

三、慢性创面修复的重要性

慢性创面的修复是一个耗时且复杂的过程，需要充分清洗创面、恢复创面组织的正常功能和结构，以促进愈合。超声清创机的应用可以大大**修复过程的效率，并降低感染和并发症的发生率。

四、超声清创机的功能

超声清创机具备以下功能

连续可调的**根据不同创面的大小和深度，可灵活调节清洗**，以实现精准清洗。

超声频率为40 ± 25HKz能够有效清除创面内的细菌和污染物，促进创面的愈合。

脉动压力为56Kpa提供适宜的清洗压力，加速创面的清洗和愈合过程。

五、超声清创机的优势

超声清创机相较于传统的清创方法具有以下优势

高效清洗超声清创机通过超声频率和脉动压力的作用，可以深入创面，清除创面内的各类污染物。

促进愈合超声清创机能够刺激创面周围组织的血液循环和新陈代谢，加速创面的愈合过程。

减少感染和并发症清洗干净的创面更不易感染，超声清创机可以降低感染和并发症的风险。

操作简便超声清创机使用简单，操作方便，医护人员能够快速上手运用该设备。

河南希彤医疗科技有限公司

作为河南希彤医疗科技有限公司，我们致力于提供与超声清创机相关的知识、细节和指导。我们拥有丰富的经验和团队，为客户提供全面的解决方案和优质的售后服务。

问答

问超声清创机适用于哪些类型的创伤治疗

答超声清创机适用于外科各类型的创面清洗修复治疗，特别适用于糖尿病足清创和医用外伤冲洗等。