

# DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱

产品名称	DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱厂家简介：

DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱厂家 -北京福意电器有限公司是致力于医用实验室的化企业，公司汇集了一大批高科研人员，队伍和团队，始终坚持以诚为本，以质为主的，凭借认真严谨的科研态度，坚实的力量，稳健的发展战略，在内树立了坚实的品牌基础。

DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱参数：

DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱：特点：

温控方式：微电脑进行PID控制温度设定方式：用运行菜单和按上下键进行数码设定方式温度表示方式：测定温度表示：4行LED数码表示设定温度表示：红色4行LED数码表示定时范围：1分--99小时59分以及100小时---999小时50分运行功能

：定值运行/自动停止/自动开始/自动中途停止附加功能：键盘锁定/停电补偿机能/偏差校正复位功能加  
热器回路控制：SSR驱动传感器：温控传感器和过升防止器都是K型热电偶装置  
：温控传感器异常，加热器断线，SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。  
键盘锁定：过升防止/过电流和漏电保险

DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱：

1、定期清理恒温箱内的冰霜和水分，含水量大的食物放入恒温箱内储存之前先用保鲜膜包裹起来；2、定期用表面的积尘积垢，保持恒温箱周围通风顺畅；3、储存在恒温箱内的食物应按照类别尽可能分区摆放，尽可能外表面不可以有布一类的遮挡，不要在侧板上贴一些招示贴一类的东西，以免影响到恒温箱制冷系统的散热效率。需要给恒温箱断电停用的，停用之前应把恒温箱内清理干净，晾干水分，保持恒温箱处在通风干燥的位置上，

福意联恒温、冷藏设备等等。公司多年来，本着“诚实守信，合法经营”的原则。同时，公司发展不忘回馈社会，长期致力于社会公益事业，履行企业社会责任。您的满意就是我们的追求，各界朋友来人、来函与我公司洽谈业务，我公司将竭诚为您！

DNA检材物证保管柜 dna生物物证冰箱