

便携式低温冲击镇痛仪 安全控温

产品名称	便携式低温冲击镇痛仪 安全控温
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 原理:CO2 温度:-78
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

便携式低温冲击镇痛仪是一款集合了社交媒体风格与先进科技的体外低温冲击镇痛治疗仪，也被称为冷冻治疗仪或中医疼痛治疗仪。该设备以清领品牌为代表，采用CO2原理，能够提供安全控温的低温治疗效果，并在急性损伤和部队遇到的损伤中发挥重要作用。

什么是急性损伤

急性损伤指的是在短时间内发生的身体组织损伤，通常与突发的外力作用有关。它常见于运动员、军人、体育爱好者等一些容易受伤的人群。急性损伤包括扭伤、拉伤、骨折等，这些损伤都会导致疼痛、肿胀和功能障碍。

部队遇到的损伤

部队在执行各种任务和训练时，经常会遭受各种类型的损伤。这些损伤可能是由于训练事故、装备故障、战斗或极端环境等原因引起的。军人需要迅速恢复体能以继续执行任务，因此，高效的治疗手段对于对他们来说尤为重要。

设备的治疗效果

便携式低温冲击镇痛仪能够提供安全控温的低温治疗效果，其核心原理是CO2。它通过将温度控制在78 的范围内，对受伤组织进行冲击治疗，有效缓解疼痛、减轻肿胀，并促进组织修复和康复。这一独特的低温冲击疗法已在临床实践中得到广泛应用。

设备功能CO2原理进行介绍

CO2原理是便携式低温冲击镇痛仪的核心功能之一。CO2是二氧化碳的化学式，它具有极低的温度，在液态状态下能够提供持久的低温效果。低温冲击疗法通过将CO2气体转化为液态，然后在治疗部位喷射，以达到冷冻和镇痛的目的。

低温治疗效果设备能够将温度控制在78℃，有效缓解疼痛、减轻肿胀。

安全控温设备采用先进的温度控制技术，能够**控制治疗部位的温度，确保治疗的安全性。

便携式设计设备体积小巧轻便，方便携带使用，使得治疗更加灵活方便。

简单操作设备操作简单易懂，用户只需按照说明进行操作即可。

多种治疗模式设备提供多种治疗模式以适应不同损伤类型和治疗需求。

关于河南希彤医疗科技有限公司

河南希彤医疗科技有限公司专注于提供医疗器械设备以及相关知识、细节和指导。作为该设备的供应商，我们致力于为用户提供高质量的产品，并提供的售后服务。如果您对该设备或其他相关问题有任何疑问，欢迎随时与我们联系。

问答

Q 低温冲击治疗是否适用于所有类型的损伤

A 低温冲击治疗适用于大多数急性损伤和一些慢性损伤，但具体的治疗方案还需根据患者的具体情况和医生的建议进行调整。

以上是关于便携式低温冲击镇痛仪的介绍，希望可以帮助您了解该设备的治疗效果和功能。如果您需要更多信息或有其他疑问，请随时与我们联系。