

犬伤医用外伤冲洗器 无噪音无污染

产品名称	犬伤医用外伤冲洗器 无噪音无污染
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

技术参数

**连续可调

容量 300ml

压力56Kpa

狂犬病介绍

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一种常见的动物传染病，人类感染后几乎百分之百会致命。狂犬病病毒主要存在于动物的唾液中，通过动物的咬伤、抓伤等方式传播给人类。因此，针对犬伤的清创非常重要，能够有效减少患者感染狂犬病的风险。

犬伤清创的重要性

犬伤清创是一项重要的医疗措施，可以有效清除伤口内的病原微生物、减少污染物的存在，有助于伤口愈合和预防感染。同时，清创还可以促进新生组织的生长和修复，缩短伤口愈合时间，减少并发症的发生。

医用外伤冲洗器的使用方法

医用外伤冲洗器是一种专门用于清洗犬伤的装置，使用方法简单方便

将清洗液注入冲洗器的容器中，确保容器容量 300ml。

调节冲洗器的**和压力，根据伤口情况选择适合的水流强度。

将冲洗器喷头对准伤口，开启冲洗器，将清洗液均匀冲洗伤口。

冲洗过程中注意保持伤口处清洁，避免二次污染。

冲洗完毕后，用干净的纱布或棉签轻轻擦拭伤口周围的清洗液，使其干燥。

产品优势介绍

我们的犬伤医用外伤冲洗器具有以下优势

连续可调的**设计，可按照不同伤口的清洗需求进行调节，确保清洗效果。

容量达到或超过300ml，满足清洗大面积犬伤的需求，减少人工倒液次数，**工作效率。

提供稳定的压力，达到56Kpa，能够将清洗液完全冲洗到伤口中，有效清除病原微生物和污染物。

采用弱碱性皮肤黏冲洗液，温和不刺激，对伤口和皮肤无损伤。

操作简单，方便快捷，医护人员可以快速掌握使用方法。

无噪音、无污染，提供安静舒适的治疗环境。

关于河南希彤医疗科技有限公司

河南希彤医疗科技有限公司是一家从事医疗器械研发、生产和销售的公司。我们拥有丰富的研发经验和*的生产设备，致力于为医疗机构提供高品质、高效率的医疗器械产品。我们的团队成员都具备相关的知识和经验，并能够为客户提供全方位的服务，包括产品细节、使用指导以及知识咨询。

问答问医用外伤冲洗器适用于哪些伤口类型

答医用外伤冲洗器适用于各种类型的犬伤，包括咬伤、抓伤等皮肤伤口。同时，它也适用于其他类型的创伤清洗，如手术伤口、烧伤、撕裂伤等。