

试剂冷库设计与安装

产品名称	试剂冷库设计与安装
公司名称	广东科奇超速冻科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市越秀区先烈中路100号大院15号之一3楼
联系电话	020-83060400 15013021847

产品详情

试剂冷库设计与安装

体外诊断试剂[冷库工程](#) 一次通过GSP认证。

1、温度范围（ ）：

疫苗库；0*8 可用于储存疫苗，药剂等。药品库，2*8 用于储存药品及生物制品等。血液储存库，5*1 可用于储存血液，药物生物制品等。低温保温库，-20*-30 保存血浆，生物材料，疫苗，试剂等。广州冷库超低温保存库 -30*-80 可用于保存胎盘，精液，干细胞，血浆，骨髓，生物样品等。

2、体外诊断试剂冷库库板配置：

1、冷库库板库板尺寸规格：标准化的库板宽为100 mm，高度为2米至10米。冷库库板厚度规格：60、75、100、120、150、180、200mm

2、库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板，彩钢板面加工成隐形槽，其重量轻，强度高、隔热性能好，耐腐蚀、抗老化，该库板拼装简便快捷，是冷库保温库体选择的最佳材料之一。

3、库板心材以隔热性能的轻质聚氨酯发泡一体成型。（同冰柜的内心材料相符）隔热性能特别好。

4, 双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩,偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密接合,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装。简单实用节能环保。

3、电控部分：

1, 库外电控箱具有双控电路自动切换的功能通常是指(常规电源和备用电源)。

2, 特点具有,控制主压缩机和副压缩机自动切换使用,数字显示库内温度,具有,自动监测,调控,显示,和温度上线值和下限值报警功能。记录温度,采用最先进的温度记录仪。

4、制冷部分：

1, 具备备用制冷机组,设置3P压缩机两台,相互切换使用。

2, 冷库制冷设备。主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下,小型冷库选用全封闭氟制冷压缩机为主。因全封闭压缩机功率小,价格相对便,该设备运行平稳能耗低,故障发生率低,是目前冷库首选机组。

更多[广州医药冷库](http://www.keqizl.com)信息请进入<http://www.keqizl.com>查看