

光子治疗仪 双光源设计 深层光照

产品名称	光子治疗仪 双光源设计 深层光照
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	光源:红蓝光 照射深度:2cm 照射面积: 400cm
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

光子治疗仪 双光源设计 深层光照

关键词：光子治疗仪，红光治疗仪，蓝光治疗仪，红蓝光治疗仪，板式红光治疗仪

产品说明：

我们河南希彤医疗科技有限公司引起了红蓝光治疗仪这款创新产品，采用双光源设计，能够提供深层光照，具有广泛的应用领域。该仪器采用了红蓝光源，照射深度达到2cm，照射面积 400cm，能够有效治疗多种皮肤问题，是一款极具竞争力的光子治疗仪。

红蓝光原理：

红蓝光治疗仪基于光子生物学原理，分别利用红光和蓝光的特性来达到不同的治疗效果。红光在皮肤组织中有较好的穿透力，能够促进肌肤血液循环，增强细胞新陈代谢，加速伤口愈合和创面修复，同时具有抗炎、镇痛和抗菌的作用。而蓝光则主要对痤疮、粉刺等皮肤问题有较好的疗效，能够杀死细菌，减少皮脂的分泌，缩小毛孔，使皮肤更加清洁、亮丽。

光照创面修复的优点：

光子治疗仪具有独特的光照创面修复功能。通过红蓝光的照射，能够加速伤口愈合和创面修复过程，缩短疾病恢复时间。与传统的治疗方法相比，红蓝光疗法无创、无副作用，不会对皮肤组织造成损伤，不会引起感染和疼痛等不适，是一种安全、有效的治疗手段。

产品性能介绍：

红蓝光源设计：采用双光源设计，红光波长约为630-660nm，蓝光波长约为420-460nm，能够同时或单独使用，根据不同的治疗需求自由选择。

深层光照：光照深度达到2cm，能够深入肌肤底层，促进血液循环，刺激胶原蛋白增生，加速修复受损组织。

大面积照射：照射面积 400cm，能够一次性覆盖较大的区域，提高治疗效率，节省时间。

智能控制系统：具备智能控制功能，能够自动识别皮肤类型，根据不同的治疗需求提供相应的光照方案。

人性化设计：仪器采用板式设计，便于操作和携带，方便用户在家中或医疗机构进行治疗。

相关知识、细节和指导：

作为河南希彤医疗科技有限公司，我们不仅提供高质量的光子治疗仪，还提供相关知识、细节和指导。我们的团队将为您提供详细的产品操作手册和治疗指南，帮助您正确使用产品，达到**的治疗效果。我们还定期举办培训班和学术交流会，与人士分享*新的治疗技术和研究成果。

问答：

问：红蓝光治疗适用于哪些皮肤问题？

答：红蓝光治疗适用于痤疮、粉刺、皮肤炎症、创面修复等多种皮肤问题。

问：红蓝光治疗是否有副作用？

答：红蓝光治疗是一种安全、无创、无副作用的治疗方法，不会对皮肤组织造成损伤。

问：光照深度是否能够调节？

答：我们的红蓝光治疗仪光照深度为2cm，无法调节光照深度。

问：使用红蓝光治疗仪需要多长时间？

答：使用时间根据治疗需求而定，一般每次治疗时间为15-30分钟。

通过对红蓝光治疗仪的介绍，我们相信您对该产品的特点和优势有了更深入的了解。作为的医疗科技公司，河南希彤医疗科技有限公司致力于为您提供高质量的光子治疗仪，让您拥有健康美丽的肌肤。