

中药包加热箱

产品名称	中药包加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

中药包加热箱、中药理疗用恒温箱 中药热敷包加热箱公司说明-

北京福意电器集十几年的及经验，以高起点和丰富的资源优势于优良用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，不断引进优异的、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥大的组合效应。

中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱本产品属智能智能恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，采用热补偿。中药热敷是中医外治的重要手段之一,它是热力、药力直接于患处,不仅有保健的效果,还能治疗多种疾病。目前中药热敷多采用的是将中药装入布袋后加热到的温度,然后用药包熨烫患处皮肤来治疗。

中药热敷法的形式

1) 药包热敷：将选好的药物在沙锅内或锅内煮热，用布包裹，敷于患病部位或穴位。每次热敷时间不宜过30分钟，每日2次。

2) 药饼热敷：将药物研细末，加入适量面粉做成饼状，或蒸或烙或者是用面粉蒸饼，将药物细末散于热饼上，再将药饼敷于患病部位或穴位，凉后即换。

3) 药末热敷：将选定的药物共研细末，或将选用的药物捣烂，用布包好蒸热，直接敷在患病的部位或穴位上。

4) 药液热敷：将药物煎熬后，用纱布蘸取药液，直接敷于患病部位。比如，一些临床常用的外涂药水热敷，如舒筋止痛水、香正骨酊等均匀的喷于患病部位，先行手法揉擦1~2分钟，再将电热护颈置于患处，进行加热，加强。

5) 药渣热敷：将选好的药物煎煮，去汁存渣，用其药渣热敷于患部。并施盖纱布等物或用热药汁淋洒，

以防散热太快。

6) 药酒热敷：将用的药酒蒸热，用纱布或棉花蘸取药酒，直接敷于患病部位。

中药包加热箱、中药理疗用恒温箱 中药热敷包加热箱产品参数：

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风冷+发热丝

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪音】 42dB(a)

【功率】 120W

【电源】C220V , 50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品种类】恒温箱

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【产品型号】FYL-YS-431L

【噪音】48dB(a)

【功率】200w

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×5mm

中药包加热箱

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿

命,有效保工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保安全运行防止发生意外

8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内部温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度灵敏度高。

9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。