

济南穿刺针、山东穿刺针厂家首选济南玺宏贸易有限公司 质量保证

产品名称	济南穿刺针、山东穿刺针厂家首选济南玺宏贸易有限公司 质量保证
公司名称	济南洪富商贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济南山东省济南市窑头路东段3号
联系电话	86-05318586882 13181719710

产品详情

济南穿刺针、山东穿刺针厂家首选济南玺宏贸易有限公司 质量保证 乳腺定位针用途:

乳房手术中定位,防止在运送病人或乳房受到挤压时针体移位. 乳腺术前定位 在乳腺下(X线or超声)执行的一种术前操作, 定位隐匿性乳腺病灶, 从而使保乳手术更安全快捷, 并且切口创伤小, 先由影像科医生及其助手在乳腺手术前用乳腺定位针将其导丝放入乳腺病灶处, 从而定位其部位和范围; 再由外科医生根据导丝的指引准确地找到病灶, 从而做到小切口, 极大减少正常组织的切除量 产品规格和型号: 型号长度 20G 21G 70mm 100mm 150mm 产品说明: .1独特的合金丝能大大减少外科活检时针体移位的危险性.

.2为医生找到病变部位提供方便便于医生选择通过正确途径到达病变部位.

.3独特的尖端设计能容易的进入到皮肤病变组织. .4针体带有刻度方便医生精确判断进针的深度.

.5超声增强头针型方便医生进针时的精确定位. 使用方法 在影像引导下(超声或x线), 将乳腺定位针穿入病损部位; 如病变质地坚硬, 需穿透病损, 达到质地中等处, 固定针芯内的导丝, 后撤针体, 当针柄后撤完全覆盖导丝上的黑色标记段时, 指示导丝前端的倒钩(单钩或双钩)完全弹开, 观察导丝前端固定良好, 完全撤出针体, 保留导丝, 供外科手术做引导。 特性及临床优势

防切断增强段(单钩加硬导丝型), 防止手术中误切断导丝。 穿刺深度调控垫圈, 厘米刻度标识, 倒钩位置标识, 便于操作医生掌握进针深度和精准定位, 三重保险保证穿刺安全。

套高性能不锈钢材质管尖端三面打磨设计, 锋利套管, 微创穿刺。 标准注射器连接手柄/细管型手柄 注射器接口(注射器连接手柄) 一次性产品, 保证医患安全。

高性能不锈钢材质, 保证针尖和套管坚硬、锋利, 微创穿刺, 快速采集高品质样本。