

食品药品胶体金快速分析仪

产品名称	食品药品胶体金快速分析仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

胶体金分析仪CSY-JA食品药品胶体金快速分析仪可以快速检测胶体金法制成的兽药、瘦肉精、抗生素、动物疫病等快速检测卡。

一、产品名称：食品药品胶体金快速分析仪

二、产品型号：CSY-JA

三、检测项目：

- 1、真菌毒素残留类（食用油、粮食及饲料中黄曲霉毒素B1、液态奶中黄曲霉毒素M1、食品中呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等）；
- 2、激素残留类（莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、己烯雌酚等）；
- 3、水产品安全类（呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、孔雀石绿、氯霉素）；
- 4、抗生素残留类（磺胺、喹诺酮、喹乙醇等）；
- 5、干式法试纸条食品有毒有害物质、非法添加剂类、残留类；

四、食品药品胶体金快速分析仪技术参数：

- 1、 屏幕：7寸彩色触控屏；
- 2、 操作系统：ARM嵌入式系统；
- 3、 重复性：CV < 3%；
- 4、 稳定性：CV < 3%；
- 5、 台间差：CV < 3%；
- 6、 检测通道：单通道检测结果；
- 7、 检测结果报告：可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示，可通过仪器内置打印机输出；
- 8、 连接方式：USB接口，串口，网口；
- 9、 数据传输：USB 以及网口（升级wifi）；
- 10、 检测器：光电源；
- 11、 数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等；
- 12、 项目拓展：支持检测项目拓展功能；
- 13、 外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别；
- 14、 内置6通道恒温金属浴、6计时器，可一对一进行计时检测；
- 15、 每个项目具有独立ID卡确保检测安全性；
- 16、 一体化拉杆箱包装；

整机支持按客户要求定制（ODM加工及OEM项目合作）。食品药品胶体金快速分析仪

以上是CSY-JA食品药品胶体金分析仪的产品信息，如果您想了解更多有关于CSY-JA食品药品胶体金快速分析仪产品资料；请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。