

## 封堵球囊导管系统HyperForm ev3

产品名称	封堵球囊导管系统HyperForm ev3
公司名称	上海美伯斯医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ev3 型号:HyperForm 产地:美国
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区老芦公路536号
联系电话	13770699905 13770699905

## 产品详情

注册证编号

国械注进20193031934

注册人名称

麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司Micro Therapeutics Inc. dba ev3 Neurovascular

注册人住所

9775 Toledo Way, Irvine, CA 92618, United States of America

生产地址

9775 Toledo Way, Irvine, CA 92618, United States of America

代理人名称

柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司

代理人住所

中国（上海）自由贸易试验区法赛路556号2幢102部位

产品名称

# 封堵球囊导管系统HyperForm Occlusion Balloon System

管理类别

第三类

型号规格

见附页

结构及组成/主要组成成分

该封堵球囊导管系统是由一根封堵球囊导管和一根0.010英寸的亲水性导丝组成的套装产品。封堵球囊导管为单腔锥形多功能导管,外层涂覆有亲水性涂层;远端带有不可解脱、通过低压充盈的高度顺应性球囊,带有两个不透射线标记带。导管座由聚丙烯材料制成;溢流口由热塑性聚酯弹性体材料制成;导管近端和远端分别由改性尼龙和聚烯弹性体材料制成;导管内衬由聚四氟乙烯材料制成;球囊由热塑性弹性体材料制成;近端和远端不透射线的显影标记带均由铂铱合金材料制成。0.010英寸的导丝表面涂覆有亲水性涂层,由304不锈钢材料组成,X射线显影绕丝由铂钨合金材料制成。该产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期24至35个月,详见产品技术要求。

适用范围/预期用途

该产品应用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中,可提供临时性的封堵血管技术,对选择性地阻断或控制血流有效;该产品亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。

本公司经营产品有:爱德华Edwards取栓导管,美创溶栓导管,微创Apollo颅内动脉支架系统,戈德曼Y3三件套,戈德曼血栓抽吸导管,史赛克系列产品:可解脱弹簧圈(商品名:Target),弹簧圈(商品名:GDC 360),导引导管(商品名:Guider Softip),弹簧圈(商品名:GDC-10 UltraSoft),取栓支架 Trevo XP Provue Retriever,球囊导引导管 FlowGate2 Balloon Guide Catheter,微导管Trevo Pro 18,微导管,导丝(商品名:PTA球囊导管(商品名:Gateway),Excelsior SL-10微导管,Excelsior XT-27微导管,导丝(商品名:Transend),颅内支架系统(商品名:Neuroform EZ),电源线,可脱弹簧圈(商品名:Matrix2),预塑形微导管(商品名:Excelsior),球囊导引导管,颅内支架系统(商品名:Neuroform3),分离系统(商品名:Inzone),支架系统(商品名:Wingspan),取栓系统 Trevo Provue,微导管Excelsior XT-17 Microcatheter,颅内支持导管 AXS Catalyst Distal Access Catheter,神经导丝Synchro(1301,1302,1331,1332,1631,1633,2601,2611,2641,2642,2631,2632,2651,2652),可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils,自体血液回输器,远端通路导管,微导管 Trevo Pro 14 Microcatheter,颅内支架系统 Neuroform Atlas Stent SystemEV3系列产品:Rebar18微导管,Echelon10直头微导管,Echelon10弯头微导管,Apollo微导管,可解脱弹簧圈(商品名:Axiom Detachable Coil),可解脱弹簧圈(商品名:Axiom),球囊扩张用注射器(商品名:Cadence),外周斑块切除系统(商品名:TurboHawkTM),外周血管慢性闭塞病变导管,腹膜透析管及附件,封堵球囊导管系统(商品名:HyperForm),球囊扩张导管,可解脱弹簧圈 Axiom Prime Detachable Coil System,电解脱系统,可解脱弹簧圈(商品名:Axiom Nylon),导管(商品名:Marksman),导丝,外周自膨式支架系统(商品名:Protégé TMEverFlexTM),中心静脉导管套件,支持导管(商品名:TrailBlazer),静脉腔内射频闭合导管,液态栓塞系统(商品名:Onyx),颅内取栓支架 Solitaire FR Revascularization Device,微导管(商品名Rebar),漂浮微导管(商品名:Marathon),支架系统(商品名:ParamountMiniGPS),导丝Wholey Guidewire System,封堵球囊导管系统(HyperGlide),血液透析用中心静脉导管套件,自膨式支架系统(商品名:Protégé GPS),栓塞保护器(商品名:SpiderFX),栓塞器械(商品名:Pipeline),颅内支撑导管(商品名:Navien),导丝(商品名:Enteer),输液导管Cragg-McNamara Infusion Catheter,切刀驱动器,PTA扩张导管(商品名:Nanocross),Enteer Re-entry Catheter,PTA扩张导管(商品名:Nanocross),PTA扩张导管(商品名:Nanocross),导丝(商品名:Avigo),外周斑块切除系

统 SilverHawk™ Peripheral Plaque Excision System，可解脱弹簧圈（商品名：Axium PGLA），PTA扩张导管（商品名：Evercross），导丝 Nitrex Guidewire-14，导丝 Nitrex Guidewire-18，可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable Coil，导丝 Nitrex Guidewire-35，血流导向栓塞器械 Pipeline Flex，Y形旋转连接阀 Rotating Y-Connectors，外周球囊扩张导管 NanoCross Elite-直形小球囊短，外周球囊扩张导管 NanoCross Elite-直形小球囊长，外周球囊扩张导管 NanoCross Elite-直形大球囊短，即时解脱器（商品名：I.D.），封堵球囊导管系统 HyperGlide Occlusion Balloon System，外周球囊扩张导管 NanoCross Elite-直形大球囊长，外周球囊扩张导管 NanoCross Elite-锥形，外周自膨式支架系统 EverFlex™ Self-Expanding Peripheral Stent with Entrust™ Delivery System，神经血管重塑装置（商品名：Solitaire AB），微导管（商品名：Echelon），“鹅颈”式抓捕器套件 Amplatz Goose Neck Snare Kit 本公司雅培 Abbott 系列产品：雅培 Omnilink 支架，BMW 导引导丝：蓝宝马导丝 100780HC，紫宝马导丝 1009664；导引导丝 1003309H，雅培预扩球囊 mini TREK，雅培后扩球囊 TREK，雅培紫宝马导引导丝，雅培紫蓝马导引导丝，雅培 pilot50 导引导丝，雅培 pilot150 导引导丝，雅培 CROSS-IT 导引导丝，雅培血管缝合器，PL50 导丝 1010480H，PL150 导丝 1010481H；血管缝合器 12673；雅培血管支架美敦力 Medthonic 系列产品：指引导管 EBU 3.5，EBU3.75，SAL、JR、JL 指引/导引导管系列各号；快速交换球囊 SPL 低压美球、NCSP 高压美球各号；动脉鞘 6F 7F 8F；药物洗脱支架 ESER 等。泰尔茂 TERUMO 系列产品：血管造影导管 RH\*BH14110M 单弯管，RH\*5TIG110M 多功能管，RF\*DG35008M 肝管，MC-PE27171 微导管，RH\*5SP0061M 猪尾巴，RH\*6JL3500M 左右 3.5/4.0 造影导管，RF\*DG55008M C2 蛇管，RF\*95007M 亚西诺管，RF\*DG15008M 胃左管，RF\*EA15010M 西蒙管微导管，泥鳅导丝，止血带，动脉鞘，造影导管，球囊系列 150CM，黑泥鳅导丝型号 RF\*GA35153M，加硬泥鳅导丝 RF\*PA35153M；260CM 黑泥鳅导丝 RF\*GA35263M，加硬泥鳅导丝 RF\*PA352633M，RS\*A50K10SQ 股动脉鞘，RS\*A50G16SQZ 桡动脉鞘，XX\*RF06 止血带；泰尔茂球囊扩张导管 Ryujin，Tazuna，飞龙 Hiryu，6F 封合器，8F 封合器，鼻肠胃管等。强生 Cordis 系列产品：康帝思封堵器，强生灌注导管，Sofia 远端通路导管，强生滤器，强生 JL 指引导管，强生 JR 指引导管，强生 XB 指引导管，强生 XBRCA 指引导管，强生鞘，强生血管造影导管，强生诊断导丝，451-503H5 猪尾巴导管，451-506HO MP A1，451-535HO 猎人头管 H1，451-514HO 弯管管，(JL3.5/JL4，JR3.5/JR4，AL.75/AL1/AL2，XB3.0/XB3.5/XB4.0，AR1/AR2，XBRCA) 造影导管/指引导管，12-004943 穿刺针，466-P306A TrapEase 滤器，670-258-00 6FMPD 指引导管，588-842P 8F MPA1 指引导管，416-2040L MAXILD 系列球囊，504-616Z 桡动脉鞘，504-615Z 桡动脉鞘等。库克 COOK 系列产品：灌注导管，PVA 栓塞微粒，腔静脉滤器回收系统，RUPS 经颈静脉肝内穿刺器械套装，抗折长鞘，穿刺针，黄金标记导管，溶栓导管，一步法穿刺针，内外引流管，外引流管，血管造影导管：RH 肝管，C2 蛇管，VTK 导管，RUC 子宫管，DAV 导管，KMP 多功能管，RLG 胃左管，VERT 单弯管，SIM1/SIM2/SIM3 西蒙管，PIG 猪尾巴导管，MIK 米克管，BSDN-18-7.0 穿刺针，弹枪式 QC 活检针，胆道外引流管，胆道内外引流管，普通栓塞弹簧圈，.18 微弹簧圈，血管鞘 RCF 鞘组，ATBI 球囊，郁金香滤器，郁金香滤器回收器，血管支架，PTCD 经皮导入器（一步法穿刺）等。美瑞通 Merit 系列产品：美瑞通三连三通，美瑞通注射器，美瑞通高压连接管，美瑞通压力泵，美瑞通三连三通，美瑞通造影导丝，压力延长管：PM6136，PM6148；冠状动脉注射器：CCS600，CCS100；栓塞微粒球：S210GH，S410GH，S610GH，S810GH；穿刺针及附件 AD18T71W，造影导丝 IQ35F150J3，联通板 503HN-R，血管成形术套件 MAP152，充盈压力泵系统 IN4130，血管内异物圈套器 EN2006015 等。波科 Boston scientific 系列产品：波科 WALLSTENT 颈动脉支架，预装血管支架系统 SD LD，PTA 球囊扩张导管（MUSTANG），PTA 球囊扩张导管（Sterling），波科 Boston 弹簧圈，EV3 可解脱弹簧圈 APB 圈，QC 弹簧圈，波科 Boston 预扩球囊 Maverick2，波科切割球囊，波科颈动脉 wallsten，波科成像导管，波科压力导丝，波科加硬导丝 amplatz super stiff，波科旋磨导丝，导丝 IQ 波科，PTCA 球囊扩张导管；延长导管 Guidezilla；切割球囊 FCB；V18 导丝，PT2 导丝，PE PLUS 依维莫司支架等。朝日 ASAHI 系列产品：朝日 M3 导引导丝，朝日神经导丝 WAIN-CKI，朝日 M6 导引导丝，朝日 M9 导引导丝，朝日 sion 导引导丝，朝日 sionBlue 导引导丝，朝日 Gaia First 导引导丝，朝日 Gaia Second 导引导丝，朝日 coquest 导引导丝，RINATO:AGH46000，Fielder:AGP140000，FielderFC:AGP140001，FielderXT:AGP140002，FielderXT-R:APW14R005S，FielderXT-A:APW14R009S 涉及心内介入，神经介入，外周介入，妇产介入，普通介入，泌尿介入，穿刺活检及外科等科室的各种耗材产品。