

外科伤口冲洗器

产品名称	外科伤口冲洗器
公司名称	济南盈诺医用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市颖秀路2766号留学人员创业园北楼741
联系电话	027-85865859 18560167037

产品详情

YNM-I型外科伤口冲洗器开创了手术清创的革命，其冲洗管路在驱动泵的驱动下实现对创面的清洗，达到彻底清洗创面的目的，缩短了冲洗时间，减少了手术感染，使手术视野更加清晰。

【外科伤口冲洗器适用范围】：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗及残液吸引
2. 骨科关节置换术，各种骨折内固定术
3. 配合各种腔镜进行术中冲洗使用
4. 对手术器械及内窥镜的清洗
5. 肿瘤手术术中冲洗
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

【外科伤口冲洗器作用】：

- 1、清创简单有效，可减轻对创面造成的二次损害，缩短清创时间
 - 2、降低手术感染率,减少抗生素用量，减少手术术后粘连发生率
 - 3、骨外科手术时，能创造良好的骨界面，便于骨科植入物的有效植入
- 4、在人工关节置换术中冲洗骨髓腔，能增加骨水泥穿透组织，减少翻修率及基本杜绝脂肪栓塞发生率

5、腹腔镜术中冲洗，提高手术视野清晰度

6、肿瘤术中冲洗，减少瘤细胞种植危险

【外科伤口冲洗器特点】：

1、喷枪有两种：既有冲洗喷头又有同冲同吸喷头，冲洗的同时可以吸走组织、脂肪和液体

2、多种喷头设计：直嘴、扇叶状。

3、冲洗压力可调：具有合适的中高低档压力设置，根据不同的创面及手术要求进行合理的临床选择

4、冲洗流量大：100—1200ml/min，能够达到快捷有效的冲洗，缩短手术时间

5、理想的防护罩设计：可有效防止冲洗液飞溅，保护医务人员，降低交叉感染的几率

6、一次性无菌管路设计，减少因冲洗而造成的交叉感染