

# 合肥实验室传递窗 医用传递窗厂家

产品名称	合肥实验室传递窗 医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 新版GMP对传递窗的管理要求

新版GMP对传递窗的管理要求。传递窗的作用就是防止物品传递过程的污染和交叉污染，传递窗有几个工作参数：传递窗的自净时间、紫外线的照度及照射时间、尘埃粒子（含沉降菌）。目前市面上多数的传递窗就是一个最基本的电源开关及循环风机的开关，甚至只是用以前普通的传递窗，如果没有根据使用程序设置传递窗的自动控制功能，工作人员自行操作时不一定会严格执行管理的各项指标；自净时间确认为15分钟，为了赶时间，只用10分钟，所以会操作违规；新版GMP传递窗在于严格按照自净时间，没有达到自净时间无法取出物品，从而达到GMP管理要求。

GMP传递窗需要具有以下特征：

- 1、互锁装置,同时只能打开其中一扇门；
- 2、箱体材质全部使用304不锈钢；
- 3、顶部送风，传递窗洁净度为净化百级；
- 4、全自动自净系统，保证传递窗内部百级，在传递物品时以及传递物品后，自动运行过滤系统；传递物品自净时，传递窗双门不能打开；
- 5、设备设置有PAO及DOP检测发烟口

传递窗和超净工作台的紫外杀菌灯波长

传递窗超净工作台的紫外灯波长多少？

传递窗和超净工作台的紫外灯波长多少?对于这种问题，大家应该都不是很有把握，还有它能穿透无色透明塑料袋和塑料试管吗？

产生的O3对于杀菌的作用大吗？

关于超净工作台的紫外灯波长具体相关回答如下：

254nm，无色透明塑料袋和塑料试管穿过的很少，O3可以起到一定程度的杀菌作用

不能穿透玻璃试管，但能穿透石英试管。

起到的只是表面杀菌的作用，穿透能力很弱

不能完全杀死 一般我们是灭菌30分钟。

只能杀表面的，玻璃和塑料内部的不行。除非是石英的，才可透过紫外。

技术咨询：梁豪