

辅食器欧盟食品级检测办理流程及测试

产品名称	辅食器欧盟食品级检测办理流程及测试
公司名称	深圳市环测威检测技术有限公司
价格	1500.00/份
规格参数	检测服务:食品级检测 认证产品:食品接触材料 检测机构:第三方检测
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707-283 15811815782

产品详情

辅食器欧盟食品级检测办理流程及测试，修订初级芳香胺特定迁移的限制。对于受REACH附录XVII第43条管控，但未在(EU) No

10/2011有迁移限量要求的初级芳香胺(PAAs)，设定每一项PAA的限值为0.002mg/kg，

其他种类的初级芳香胺的迁移总量限值为0.01mg/kg。 塑胶材料按照欧盟(EC) No 1935/2004中EN10/2011标准进行检测，又会根据每种塑胶材质的聚合物，来确认检测项目是哪些，但是针对塑胶材料，具体的通用项目如下： 适用于所有塑料材质的公共项目（PP、PE、PS、PET、EVA、PMMA）； 带涂层或印刷油墨的塑料(EU)No 10/20111935/2004/EC 总迁移测试（10%乙醇）；欧盟食品级法规1935/2004/EC

一、框架法规：1935/2004/EC 生产操作规程：2023/2006/EC 对不同材质的管控要求：

再生纤维素薄膜：2007/42/EC 陶瓷：84/500/EEC 修订历程：2005/31/EC 塑料：(EU) NO. 10/2011

修订历程：(EU) NO. 321/2011；((EU) NO. 1282/2011；(EU) NO. 1183/2012；(EU) NO. 202/2014；(EU) NO. 865/2014；(EU) NO. 174/2015。 橡胶：93/11/EEC；活性和智能材料：(EU) NO. 450/2009。

(EU)2020/1245修订案的其中部份主要更新包括:新增表格1重金属特定迁移。 重金属特定迁移的元素种类从原有的9种(Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Al, Ni 限值不变)增至24种(Ammonium, Sb, As, Cd, Ca, Cr, Eu,Gd, La, Pb, Mg, Hg, K, Na, Tb), 其中4种镧系元素Eu, Gd, La, Tb的限值为0.05mg/kg, As, Cr, Pb , Hg的限值为不得检出(0.01mg/kg), Cd 为不得检出(0.002mg/kg), 其他元素没有限值要求。 但是，正如参与本调查的大多数利益相关者所报告的那样，欧盟层面对某些食品接触材料/物品缺乏具体措施会对相关材料/物品及其食品安全的内部市场运作产生负面影响。利益相关者-跨企业，消费者，环境和健康的非组织，研究人员以及成员国的主管当局-支持欧盟层面针对欧盟层面尚未统一的FCM的具体措施。

深圳环测威检测机构是一家拥有CMA/CNAS授权资质的第三方检测机构，如您有需要做办理1935/2004/E C检测服务，欢迎来电咨询环测威工作人员，了解更多关于食品级检测认证办理详情！

[欧洲食品接触认证授权化学实验室](#)