

# MUI-K1基础款多功能超声清创治疗仪

产品名称	MUI-K1基础款多功能超声清创治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我们是河南希彤医疗科技有限公司，在外科个类型创面清洗修复治疗领域拥有丰富的经验和专业的技术团队。

我们非常荣幸地向您推荐我们的新产品——MUI-K1基础款多功能超声清创治疗仪。

作为一款专为外科个类型创面设计的设备，MUI-K1多功能超声清创治疗仪具有多项令人瞩目的特点。首先，它的liuliang可以连续可调，确保了在治疗过程中创面得到充分的清洗。其次，MUI-K1的超声频率为40 ± 25HKz，能够有效地破坏创面中的细菌和病毒，tigao治疗效果。最后，它的脉动压力高达56Kpa，可以有效地清除创面中的坏死组织和污垢，促进创面的愈合。

针对急性创面，MUI-K1多功能超声清创治疗仪能够帮助医生快速、有效地清洗创面，迅速消除污染物，减少感染的风险。对于慢性创面来说，清洗和修复就显得更为重要。长期的创面炎症和污染不仅会延缓创面愈合的速度，还会导致创面感染和并发症的发生。因此，及时而彻底的清洗和修复慢性创面是非常必要的。

MUI-K1多功能超声清创治疗仪具备多项功能，可以满足不同类型创面的治疗需求。除了连续可调的liuliang、高频率的超声和强大的脉动压力之外，它还具备智能化控制系统、可调节角度的喷水头、温度传感器等先进的技术和设计。

而且，MUI-K1的操作简单方便，适用于各种临床环境和医护人员技术水平。

MUI-K1多功能超声清创治疗仪相比其他类似产品有着明显的优势。首先，它采用超声技术进行清洗和修复，比传统的手动清洗更加彻底和有效。其次，MUI-K1的喷水头设计独特，可以灵活调节清洗角度，适应不同部位创面的治疗需求。此外，MUI-K1还具备智能化控制系统，可以根据不同创面情况自动调节治疗参数，tigao治疗效果并减少操作难度。

MUI-K1基础款多功能超声清创治疗仪，作为我们公司的新品推荐，将为您带来更优质、更高效的创面清

洗和修复治疗体验。我们诚挚地邀请您亲自体验这款youxiu的设备，并与我们一起开启外科个类型创面清洗修复治疗的新时代！

经过临床试验联合陆军军医大学、重庆大学联合研发多功能清创机，在此基础上推出了全国唯一一种同时具有超声清创、数字控温、负压吸引、高压冲洗和图文工作站功能的多功能超声清创系统对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显创新的创面清创关键解决方案，加速创面愈合。

创新技术优势国内唯一一家具有数字控温功能的超声清创产品。可将清创液的温度自动恒定在25-35度范围内，降低冬季低温液体对创面的刺激。在tisheng舒适度和降低疼痛的同时亦可避免因温度剧变引起的血管收缩、痉挛而导致凝血机制障碍等不利于伤口愈合情况的发生。国内首个也是唯一一个在一台设备上同时实现了超声清创、负压吸引、高压脉冲、数字控温和图文工作站等功能的公司（其中数字控温和图文工作站功能为全国dujia），是多功能超声清创的开拓者（专利号：201520806817.8和201520806869.5）。

- 快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。
- 独有的双核设计：多功能清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响。极大的解决了不同类型创面清创的等待时间。
- 独有的负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。
- 清创过程中不会损伤伤口周围的神经和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。
- 能激活纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。
- 清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创。
- 压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰、从而tigao手术质量，赢得抢救时间。
- 超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡，由于不直接接触创面，故而可实现无痛清创。