

粮油类快速鉴别设备

产品名称	粮油类快速鉴别设备
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

粮油类快速鉴别设备技术参数：

- 1、检测项目黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮
- 2、 屏幕：7寸彩色触控屏
- 3、操作系统：ARM嵌入式系统。
- 4、 重复性：CV < 3%
- 5、 稳定性：CV < 3%
- 6、台间差：CV < 3%
- 7、检测通道：单通道定量检测结果
- 8、前处理： 15分钟（根据项目而定）
- 9、检测时间: < 10s可对样本进行定性、半定量检测

粮油类快速鉴别设备10、 检测结果报告：可准确报告出,检测流水号、检测项目、检测单位、检验员、样品来源、样品信息、检测限值、被测物质的浓度、判定结果、检测时间、检测日期、等信息可在触摸屏上显示，可通过仪器内置打印机输出

- 11、连接方式：USB接口，串口，网口
- 12、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）

粮油类快速鉴别设备13、检测器：光电源

14、LED光源波长：365nm/610nm

15、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。

16、项目拓展：支持检测项目拓展功能

17、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。

18、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟

19、 内置6通道前处理试剂生化温度培养：37 ± 1

20、 ID卡：每个检测项目具有独立ID卡曲线管理功能、确保检测安全性

21、 一体化拉杆箱内置配置

21.1 涡旋振荡器1台：调速：旋钮调速0-3000r/min；12通道（双层），定时：旋钮调速0-15min；容量：12 X50ml通用离心管

粮油类快速鉴别设备21.2离心机5000转一台、粉碎机1台、可调移液器1把
1000-5000ul可调移液器1把，20-200ul、毛刷1个、移液枪头20-200ul96支/盒、移液枪头1000-5000ul20支/袋

离心管50个（50ml）