

脉动负压纤体仪=长沙美容仪器=安徽减肥仪器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 脉动负压纤体仪=长沙美容仪器=安徽减肥仪器 |
| 公司名称 | 郑州丹意达美容仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市二七区西大街166号华庭公寓 |
| 联系电话 | 0371-66972977 13700002842 |

产品详情

产品名称：脉动负压纤体仪

产品编号：dvt-802

技术参数：机械滚轮：20r/min
rf频率输出：100w rf射频工作：5mhz
强声波输出：50w 强声波工作：40khz 负压力：-0.09mpa 额定功率：700-2000nm 工作频率：50-60hz 电压：100v--240v 实际
尺寸：60×50×100cm 包装
尺寸：68×58×115cm 重量：28kg

仪器功能：美体减肥、瘦身、雕塑体形；
消除橘皮样病变、消除身体组织代谢积滞现象、排毒；改善静脉血液循环，强化组织代谢功能，有效改善肤质；
缓解肌肉紧张、酸痛；
全身抗衰老(一次见效，无效退款)

仪器原理：脉动负压纤体仪是丹意达美容仪器公司最新研发和生产的一种美体减肥仪器，此仪器是集合40khz强声波碎脂，5mhz射频溶脂及-0.09mpa真空负压吸脂为一体，有效针对各种问题性肥胖及因衰老引起的皮肤问

题。40khz 强声波：由于脂肪组织密度低，细胞间黏合力较弱，强生波在脂肪细胞间产生空化效应，强大的冲击力会导致脂肪细胞的爆破，细胞间剧烈的相互做用，使脂肪细胞温度骤然上升，加速其溶解过程。5mhz 射频：以最先进的射频技术，直达深层脂肪层，靶向定位输出射频能，使脂肪细胞组织在快速活跃的状态下，产生细胞体的热能，使局部温度升高，通过汗腺及淋巴将体内的多余脂肪及毒素排出体外，以达到溶解脂肪的功效。同时射频能刺激深层胶原蛋白再生，重组，使肌肤恢复紧致细腻。-0.09mpa 负压：利用真空负压吸力，对身体各组织进行提、按、拉等仿生按摩，促进血液及淋巴循环，通经活络，排毒养颜。长期供应:丹意达郑州南京沈阳广州重庆北京上海成都武汉美容仪器|减肥仪器|丰胸仪器|减肥机|丰胸机|丰胸仪|减肥仪|冰电波rf拉皮|魔神|魔奇|气血透析仪|无影刀|远红外线瘦身溶脂毯|无针电美塑|无针美塑|e光美容|e光脱毛|e光祛斑|无针渗透|湿膜培植|皮肤测试仪|振脂机|远红外线瘦身太空舱|远红外线溶脂灯|排毒仪|多功能纤体舱|手诊仪|虹膜仪|多功能美容仪器|祛皱美容笔|注氧仪|全能注氧活肤仪|塑身仪|瘦身仪器|太空舱|美容美体仪器|等系列美容美体设备。

欢迎浏览公司网站:

<http://www.meirongshebei.com>

<http://www.meirongyiqi.net>

<http://www.mtyq.net>

<http://www.mr17.net>

<http://www.mryq.net>

<http://www.51mryq.com>

<http://www.meirongmeiti.com>

<http://www.51mryq.cn>

<http://www.chinamrsb.com>

<http://www.chinadyd.com>

<http://www.51mryq.net>

<http://www.52mryq.com>

<http://www.danyida.com>

<http://www.danyida.cn>

<http://www.chinadyd.com>

<http://www.chinamryq.com>

<http://www.meitiyiqi.com>

<http://www.meitishhebei.com>

电话：0371-66972977 66971377 66070277

王经理：13700002842 传真：0371-66971377

邮箱：danyida18@126.com

客服qq：904959913

地址:中国河南·郑州市二七区西大街166号

邮编：450000

