

Oxi 7310溶解氧测试仪

产品名称	Oxi 7310溶解氧测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Oxi 7310溶解氧测试仪 功能:Oxi 7310
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Oxi [7310](#) 溶解氧测试仪

inoLab [Oxi 7310](#)

适合于实验室进行溶解氧的测量。无论是在环保、化工、制药、医疗还是用于地表水，渔场测量，inoLab Oxi 7310都可以快速准确地提供溶解氧，氧饱和度和氧分压的测量值。inoLab Oxi 7310系列都提供了具有先进功能并易于使用的成套配置。直观的用户界面和易清洗的外壳和键盘是适用于实验室的仪器。

通过内置打印机输出文档

inoLab Oxi 7310P提供了内置打印机，用于打印测量和校准结果，高质量的打印纸可读性长达7年

操作方便

图形显示，易于阅读，方便而安全的操作，所有关键信息一目了然。

精密电导率测量，生成的测量文档，符合GLP要求

inoLab Oxi 7310系列适用于实验室：自动生成符合AQA/GLP（良好实验室规范）的测量文档。AutoRead功能可简单地获得可重复的结果。当测量值达到稳定时，仪器自动识别。可调的校准计时器提醒用户定期校准，确保更高的精度。

通过USB接口传输文档

通过USB接口，inoLab Oxi 7310可轻松地连接到PC，方便传输当前的或存储的数据。集成的数据记录器，可调时间间隔，自动记录所有的测量数据。日期、时间及ID号均支持GLP功能。此外，用户可以输入传感器的序列号，用于完整文档。所有的数据都以易于处理的.CSV格式传输，用于Microsoft Excel的加载工具（MultiLab Importer软件）可以直接把测量和校准记录导入Excel数据表。

- * 可测量溶解氧，氧饱和度，氧分压及温度
- * 可接自搅拌电极StirrOx G（用于测量BOD5
- * 空气中自动校准，自动评估提示电极状态
- * 自动气压修正与温度补偿
- * 高分辨率0.01mg/l
- * 自动读数功能,确保结果的重复性
- * 手动存储500组，自动存储5000组数据
- * 可通过USB接口输出数据到PC
- * 可选内置打印机
- * 直观的用户界面

技术参数

尺寸	240 × 190 × 80 mm		
重量	0.8 kg		
机械结构	防护等级	IP43	
环境条件	保存	-25 ~ +65	
	操作	+5 ~ +55 ，电源适配器工作时+5 ~ +40	
电源	碱性电池	4AA × 1.5V，寿命800小时	
		100-240VAC/9VDC电源适配器	
功能	存储	自动500/手动5000	
	打印机	可选热敏打印机。	
	USB接口/ >	USB 1.1/USB B（设备）	
修正功能	温度补偿	0...40 时精度<2%	
	盐度修正	0...70.0 SAL	
	气压修正	在500...1100mbar时通过内置压力传感器自动修正	
量程，分辨率，精度			
测量参数	量程	分辨率	精度
溶解氧浓度	0 ... 20.00	0.01	± 0.5 %测量值
[mg/l]	0... 90.0	0.1	
氧饱和	0 ... 200.0	0.1	± 0.5 %
[%]	0 ... 600	1	
氧分压	0 ... 200.0	0.1	± 0.5 %测量值

[mbar]

0 ... 1250

1

T[]

0 ~ 50.0

0.1

± 0.1