

# 大豆磷脂检测机构

产品名称	大豆磷脂检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

## 产品详情

大豆磷脂是从生产大豆油的油脚中提取的产物，是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯，能溶于油脂及非极性溶剂。为浅黄至棕色的黏稠液体或白色至浅棕色的固体粉末。

### 大豆磷脂检测范围

大豆及制品、磷脂粉末、液体磷脂、保健品、磷脂胶囊、大豆磷脂油粉、饲料级大豆磷脂油等。

### 大豆磷脂检测项目

成分检测、含量检测、纯度、溶解性、农药残留检测、卫生指标检测、溶剂残留检测、过氧化值检测、提取物检测、酸价检测、成分分析  
水分检测、指标检测、溶解度检测、不溶物检测、脂肪酸检测、营养成分检测 转基因检测、微生物检测、重金属检测、磷脂酰胆碱含量、磷脂酰乙醇胺含量、磷脂酰肌醇含量、比色法、紫外可见分光光度法、薄层色谱法、液相色谱法、核磁共振法、红外光谱法和质谱分析法、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

### 大豆磷脂检测标准（部分）

- 1、 GB 30607-2014 食品添加剂 酶解大豆磷脂
- 2、 SN/T 3851-2014 出口食品中磷脂的测定 比色法

- 3、 GB/T 23878-2009 饲料添加剂.大豆磷脂
- 4、 NY/T 1798-2009 植物油脂中磷脂组分含量的测定.高效液相色谱法
- 5、 GB/T 5537-1985 植物油脂检验 磷脂测定法
- 6、 NY/T 2004-2011 大豆及制品中磷脂组分和含量的测定.高效液相色谱法
- 7、 GB/T 5537-2008 粮油检验.磷脂含量的测定
- 8、 GB/T 21493-2008 大豆磷脂中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定
- 9、 GB/T 22506-2008 粮油检验.酶改性磷脂中1-和2-溶血磷脂酰胆碱的测定 .高效液相色谱法

#### 大豆磷脂检测流程

- 1、 联系客服、沟通检测需求；
- 2、 根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3、 对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；
- 4、 根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；
- 5、 进行试验、得到试验数据、出具测试报告；
- 6、 完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，大豆磷脂检测服务面向全国，包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。