

pH 7310台式PH/ORP测试仪

产品名称	pH 7310台式PH/ORP测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:pH 7310台式PH/ORP测试仪 功能:pH 7310
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

pH 7310台式PH/ORP测试仪

技术参数

尺寸	pH 7310: 240 × 190 × 80 mm pH 7310P: 290 × 190 × 80 mm		
重量	pH 7310: 0.8 kg pH 7310P: 1.0 kg		
机械结构	防护等级	IP43	
环境条件	保存	-25 ~ +65	
	操作	+5 ~ +55	
电源	碱性电池	4AA × 1.5V, 寿命1000小时 (无背光) 100-240VAC/9VDC电源适配器	
存储功能	手动500/自动5000组数据		
接口	USB, 电缆长度3m		
打印机(7310P)	热敏, 纸宽58mm		
校准	自动1-5点		
量程, 分辨率, 精度	量程	分辨率	精度
pH	-2.0 ~ +20.0	0.1	± 0.1
	-2.00 ~ +20.00	0.01	± 0.01
	-2.000 ~ +19.999	0.001	± 0.005
U[mV]	-1200.0 ~ +1200.0	0.1	± 0.3
	-2500 ~ +2500	1	± 1

T[]	-5.0 ~ +105.0	0.1	± 0.1
手动温度输入[]	-25 ~ +130	1	

* USB接口，用于快速数据传输* 全部数据以 .CSV格式传输* 可选内置打印机，直接打印数据

精密pH测量，加上文档功能

inoLab pH 7310系列适用于所在实验室应用的pH/ORP测量。inoLab pH 7310具有inoLab pH 7110的全部功能，并增加了文档功能。

通过USB接口传输文档通过USB接口，inoLab pH 7310可轻松地连接到PC，方便传输当前的或存储的数据。集成的数据记录器，可调时间间隔，自动记录所有的测量数据。日期、时间及ID号支持GLP。此外，用户可以输入传感器的序列号，用于完整文档。所有的数据都以易于处理的.CSV格式传输，用于Microsoft Excel的加载工具（MultiLab Importer软件）可以直接把测量和校准记录导入Excel数据表。

通过内置打印机输出文档inoLab pH 7310P提供了内置打印机，用于打印测量和校准结果，高质量的打印纸可读性长达7年。

操作方便图形显示，易于阅读，方便而安全的操作，所有关键信息一目了然。

CMC功能新的CMC（连续测量控制）功能实现了数据的优化，可以监测校准范围，提示实际测量范围是否处理两个校准点之间。