

真空采血管，吸嘴，塑料试管，塑料吸管，离心管，培养皿

产品名称	真空采血管，吸嘴，塑料试管，塑料吸管，离心管，培养皿
公司名称	江苏康捷医疗器械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州江苏姜堰市人民北路刁家桥
联系电话	0523-88660056 13961082327

产品详情

江苏康捷医疗器械有限公司创立于2004年，是一家主要从事一次性医用耗材和实验室仪器生产的现代化企业，经过几年跨越式发展，康捷已成为检验界一颗璀璨的明星。公司配备先进的生产设备，建立并完善了符合gmp标准的净化车间、自动化的注塑车间、标准化的作业生产线、产品质量检测中心等。公司坚持走以质量求生存，以科技求发展的道路，按照国际标准建立了严格的质量控制体系，通过了产品ce认证，确保产品质量的稳定性和可靠性，产品销售网络遍及全国并远销海外。普通管用于生化、免疫、血清等临床医学检验中血液样本的采集和贮放。内壁经过特殊处理，极度光滑，能有效避免血细胞附壁，最大限度减少标本体外溶血。分离胶管用于生化、免疫、血清等临床医学检验中获得高品质血清样本，内壁上均匀涂布促凝剂，可大大缩短血液凝固时间，分离胶为纯净物，其物理化学性质较稳定，离心后固化形成屏障，将血清和血细胞完全分离，有效组织两者间的物质交换。促凝管用于生化、免疫等临床医学检验中要求快速血液样本的采集。内壁经过特殊处理，极度光滑，内壁喷涂促凝剂，在5-8分钟内使血液完全凝固。无需借助任何加温设备。血凝管用于凝血项目的检查，按抗凝剂和血样的比例为1:9设定，配比精确，保障检验结果的有效性，避免误诊，由于枸橼酸钠毒性小，也用于血液保存。血常规管用于临床血液学检验，如血常规等，适用于各种血细胞分析（如血细胞形态镜检、血细胞计数、红细胞比积、血红蛋白、镰变试验）。肝素管用于临床生化、急诊生化检验中血液样本的采集和抗凝（血流变学测定、生化、基因诊断、酶学、酶免法等检验）。血糖管用于临床血糖值得测定，能较长时间保持血液样本的原始性状。有效阻止血糖代谢，确保血糖72小时内检测数据恒定。添加剂有氟化钠、草酸钾、氟化钠、肝素钠、氟化钠、edta2、氟化钠、edta2。血沉管用于多种品牌全自动血沉仪配套使用。由于采血量少，管内负压较小，抽血时间相对稍长，应耐心等待直至血液停止流入采血管后混匀5-8次，使抗凝剂和血液充分混匀。不恰当的混匀会造成溶血、凝血或血泡，影响检测结果。地址：江苏省姜堰市人民北路刁家桥 电话：0523-88660056、88660201、88660202 传真：0523-88661197 邮箱：jskj@js-kj.com 网址：http://www.js-kj.com