

赛谱气相色谱仪

产品名称	赛谱气相色谱仪
公司名称	滕州赛谱分析仪器有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄滕州市文昌路南段517号
联系电话	0632-5831177 15588237852

产品详情

3、仪器可同时配备两个填充柱气化室和一个毛细管气化室，也可同时配两个毛细管气化室，并可由单放大器扩充为双放大器。可同时安装多达三个检测器，如fid、tcd、ecd检测器等。根据不同的分析应用采用不同的组合，能方便的实现检测器的串联和并联工作。真正实现了一机多用。

4、仪器可选配不同规格的毛细管柱（口径0.2-0.53mm），其合理的毛细管进样系统设计（具有分流/不分流进样，隔膜吹扫及尾吹系统）使得柱外效应小，柱效高；使得色谱峰高、半峰窄且不拖尾的峰型，因而得到定量结果准确及好的重复性。

5、仪器采用单元模块化设计，使安装简单及维修更方便；新型的fid具有更低的检测限，可方便地进行喷口和离子收集极的拆卸、清洗，精确固定的发射极安装结构确保每台仪器性能的高度一致。

6、气路采用先稳压后稳流双重设计；稳定的调节模式，具有高精度、重复性好、可靠性高且流量调节方便直观。具有断气/漏气保护及提示功能，可自动切断tcd桥电流,最大限度的保护钨钨丝不受损害。

7、具有六路控温系统，柱室、气化室、检测室、转化炉及外控事件。

8、具有五阶线性程序升温功能，能满足于多组分的样品分析。

9、具有掉电保护、超温保护及开机自检功能。

产品参数：

) 柱箱：室温+5 -399 2) 进样器：室温+5 -399 3) 检测器：室温+5 -399

4) 柱温箱体积：248*248*260mm 5) 程序升温阶数：五阶线性程升

6) 程序升温速率：0.1 ~30 /min (1 增量)

200 以下最高升温速率可达40 /min (1 增量)

7) 各阶恒温保持时间：0~9999.9min (0.1min增量)