

TF-6003红外光治疗仪

产品名称	TF-6003红外光治疗仪
公司名称	徐州天飞电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	天飞电子设备:输入功率： 240VA + 15% TF-600:电源要求：~220V ± 22V；50Hz ± 江苏徐州:光源形式：镀金反光罩组合光源
公司地址	江苏省徐州经济开发区碧螺山1区1号楼
联系电话	86-18652295003 13814426816

产品详情

尊敬的用户，感谢您对徐州天飞电子设备有限公司的关注和支持！今天我将向您推荐我们的最新产品——TF-6003红外光治疗仪。

治疗光谱，康复之光

TF-6003红外光治疗仪采用了先进的治疗光谱技术，能够针对不同的疾病和肌肉问题提供精准的治疗方案。无论是关节炎、腰腿酸痛还是肌肉拉伤，TF-6003红外光治疗仪都能为您提供最适合的疗效。

无光高热反应，安全治疗

相较于传统光疗方法，TF-6003红外光治疗仪采用了无光高热反应技术，有效避免了光疗中可能出现的烫伤现象。您可以安心享受治疗的同时，无需担心可能的副作用。

温度感应装置，精准温控

TF-6003红外光治疗仪配备了温度感应装置，能够实时监测治疗区域的温度变化，并自动调节治疗温度。这样一来，您无需频繁调整治疗仪的温度，节省了时间和精力，同时也保证了治疗的精准性和安全性。

电源要求，安心使用

TF-6003红外光治疗仪的电源要求为~220V ± 22V；50Hz ±，符合国家标准电压，无需额外的电源适配器。只需插上电源，就可以轻松启动治疗仪，开启您的康复之路。

光源形式，高效治疗

TF-6003红外光治疗仪采用了镀金反光罩组合光源技术，能够提高光照的反射效果，使治疗光能够更加均匀地覆盖治疗区域。这样一来，您无需担心漏光或光线不均匀的问题，每一次治疗都能发挥最大的功效。

TF-6003红外光治疗仪，以其出色的治疗效果和人性化的设计，受到了广大用户的yizhihaoping。我们致力于为用户提供zuijia的康复解决方案，所以我们在细节上也下了很大的功夫。希望您能够选购我们的TF-6003红外光治疗仪，让我们为您的健康保驾护航！