

气动背胶剥离强度试验机

产品名称	气动背胶剥离强度试验机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

气动背胶剥离强度试验机

背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况，背胶剥离强度太大或太小均不利于使用，应控制在适当的范围内，既不轻易掉下来，又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面薄膜。

适用于卫生巾、护垫背胶剥离强度测试，亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。

技术特征

- 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序，为用户提供了多种试验项目选择
- 触摸屏显示,微电脑控制,实时显示测试过程曲线，直观明了
- 可实现1-500mm/min内试验速度的随意调整，满足不同实验对于试验速度的要求。
- 分级权限管理和数据查询功能,进入仪器操作必须用专用的用户名、密码进入，不同用户有不同使用权限，方便用户管理
- 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
- 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
- 标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

进口力量传感器	50N
精 度	0.5级
试验速度	1-500mm/min无级调速
位移精度	± 2%
试验宽度	80mm（其他夹具可定制）
行 程	600mm
主机外形尺寸	570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)
重 量	78kg
环境温度	23 ± 2
相对湿度	80%，无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB/T 20810、GB/T 8939、GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 2792、QB/T 2358、QB/T 1130

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、触摸屏、剥离夹具、配重坨、压板等

包装的质量直接影响产品的运输与存储，包装作为产品的重要组成部分，在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。我国也陆续颁布相关法规，将包装及包装材料质量检验列为企业必需开展的重点工作之一；各行业不仅要关注产品的质量，也要对包装物的质量进行把控。

物理机械性能是衡量药品包装在生产、运输、货架期、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，一般

包括：拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能等。

气动背胶剥离强度试验机

此为广告