

南京奶瓶双酚A含量检测 包装材料双酚A含量检验

产品名称	南京奶瓶双酚A含量检测 包装材料双酚A含量检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

双酚A，也称BPA，在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯（PC）和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料（奶）瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料（奶粉）罐内侧涂层。BPA无处不在，从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里，都有它的身影。每年，全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。但BPA也能导致内分泌失调，威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟，从2011年3月2日起，禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶

各国双酚A禁令

加拿大|加拿大环境保护法1999(CEPA1999)将BPA列入有毒物质清单
欧盟|(EU)No.10/2011、(EU)No.321/2011对双酚A的限制 美国 加利福尼亚州AB1319
华盛顿州2010法律第140章 中国|卫生部2011年第15号公告在婴幼儿奶瓶中禁用双酚A GB
9685-2008标准《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》 GB
13116-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》 GB
14942-1994《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》