

探索时代核医学核素全自动分装仪I-131自动分装仪

产品名称	探索时代核医学核素全自动分装仪I-131自动分装仪
公司名称	深圳市探索时代科技有限公司
价格	125000.00/件
规格参数	品牌:TSSD 型号:HSFZ005 产地:中国
公司地址	光明区马田街道马山头社区第七工业区127栋
联系电话	13322998008

产品详情

全自动核素分药仪产品详情：

全自动核素分药仪于溶液（I-131）的分装。将医务人员从放射性环境中解放出来，实现隔离、远程操作。放射性药物（radio pharmaceutical）指含有供医学诊断和治疗用的一类特殊药物。用于机体内进行医学诊断或治疗的含放射性标记的化合物或生物制剂。

全自动核素分药仪仪器特点：

碘131药罐托盘自动推进设备内进行取药

步进电机导轨,控制插针无偏差

远控隔室操作:全自动进罐、插针、取药、稀释、摇匀、排气、取原药瓶、发药，控制软件一键完成

源药瓶自动放回铅罐保存，辐射解决

源药铅罐自动固定

稀释体积: 1-400ml稀释液(可定制)。

主界面简单、直观、明了，连续发药，多个原药罐连续稀释

射线防护:原药罐40Pbmm，出药嘴3Pbmm (机壳防护定制)

软件功能:登陆、配药、发药、清洗自动.计算碘131衰变时间，发药记录*保存，可导出打印

监视频功能:监视配药全过程、发药全过程、病人服药全过程

语音功能：双向语通话，方便沟通、指导

全自动核素分药仪技术参数：

分药小精度: 0.1ml

稀释液移入精度: 0.1ml

药罐托盘定位精度: 0.5mm

分装准确度: 98.5%

浓度均匀度: 99.99%

分药速度: 10人次/分钟

射线防护: 40Pbmm

远程控制距离: 100米

定量稀释液体： 1- -400ml (精度: 1ml)

插取针重复定位精度: 0.5mm

容器体积: 450ml (标配, 可定制)

配药时间: 10分 钟

额定功率: 230W

设备重量: 60kg

尺寸: 70x 60 x 40cm