

# 不干胶背胶剥离强度试验仪

产品名称	不干胶背胶剥离强度试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 不干胶背胶剥离强度试验仪

背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况，背胶剥离强度太大或太小均不利于使用，应控制在适当的范围内，既不轻易掉下来，又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面薄膜。

适用于卫生巾、护垫背胶剥离强度测试，亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。

### 技术特征

- 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序，为用户提供了多种试验项目选择
- 触摸屏显示,微电脑控制,实时显示测试过程曲线，直观明了
- 可实现1-500mm/min内试验速度的随意调整，满足不同实验对于试验速度的要求。
- 分级权限管理和数据查询功能,进入仪器操作必须用专用的用户名、密码进入，不同用户有不同使用权限，方便用户管理
- 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
- 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
- 标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

## 技术参数

进口力量传感器	50N
精 度	0.5级
试验速度	1-500mm/min无级调速
位移精度	± 2%
试验宽度	80mm（其他夹具可定制）
行 程	600mm
主机外形尺寸	570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)
重 量	78kg
环境温度	23 ± 2
相对湿度	80%，无凝露
工作电源	220V 50Hz

## 参照标准

GB/T 20810、GB/T 8939、GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 2792、QB/T 2358、QB/T 1130

## 产品配置

标准配置：主机、微型打印机、触摸屏、剥离夹具、配重坨、压板等

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

不干胶背胶剥离强度试验仪

此为广告