

利器盒 利器盒 麦福德包装材料

产品名称	利器盒 利器盒 麦福德包装材料
公司名称	天津麦福德包装制品技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道94号
联系电话	13207643017

产品详情

利器盒

利器盒具有方便、无毒、耐穿刺、不渗漏等特点，易于高温焚烧，且封闭后无法在不破坏的情况下打开。

1、按容量来算

如果按容量来计算，根据利器盒作用及其收纳的医疗废物特点，利器盒在满四分之三满时需送去焚烧。如果使用量小可选用小的锐器盒，使用方便，节约资源。

2、按时间来算

利器盒的放置时间大多规定为24小时且不超48小时，并在48小时后需有专人对用过的利器盒进行集中处理。

根据用户要求确定医用尺寸根据用户要求确定。正确选择医用工具箱。当工具箱内3/4物品满时，应及时关闭盖子，长时间不超过48小时。当天由回收部门收集，利器盒，选择尺寸合适的锋利工具箱，防止浪费。正确安装锋利的利器盒，利器盒价格，将箱体与盒盖连接，利器盒生产，向下按压，整体安装。打开或关闭左右顶盖上的红色转盘，逆时针打开，顺时针关闭。

什么样的一般放在医疗利器盒里:

- 1.一次性、输液器和针头。
- 2.医用小玻璃制品、刀片、头皮针、缝合针等尖锐设备。
- 3.与血液接触的中有血液，如、输液器等。

针头的收集:将针头伸入水滴孔，卡在与针头的接口处，利器盒生产厂家，轻轻向外压针筒，针头自动落入利器盒。收集输液器的利器部分:握住输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开口，用剪刀剪下，锐器部分掉入医疗利器盒。

利器盒的主要功能:使用利器盒的目的是避免感染，防止非安全注射，防止锐气的重复使用。收集、输液器等一次性物品的针头；收集医用小玻璃制品、各种刀片、头皮针、缝合针等锐气；收集带血的全副、输血器等接触血液的；其他规定需要放入利器盒的医疗等尖锐危险。

利器盒价格-利器盒-麦福德包装材料(查看)由天津麦福德包装制品技术有限公司提供。“防锈膜,防锈袋,塑料袋,塑料膜,收缩袋等”选择天津麦福德包装制品技术有限公司，公司位于：天津市南开区黄河道94号，多年来，麦福德包装坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。麦福德包装期待成为您的长期合作伙伴！