

# 保化产品快速分析仪

产品名称	保化产品快速分析仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

一、机台名称:保化产品快速分析仪

二、型号：CSY-JABJ

三、仪器简介：

保化产品快速分析仪广泛应用于医学院校、养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫等单位使用。

四、保化产品快速分析仪检测项目：

L霉素、J硝唑、苯二氮卓、磺胺、喹诺酮、lin可霉素、y烯雌酚、

雌二醇、雌三醇、睾酮、糖皮质激素、q大霉素、L地那非、L格列酮

他达拉非、阿伐拉非、雌酮、BB比妥、L丙嗪、甲基睾酮、R血白蛋白

QL噻嗪、重金属铅、重金属汞重金属镉、四环素、氟尼辛、X布曲明

K咖啡因、J基安非他命、F酞、苯海拉明、T康唑、B洛芬、A乃近

B罗昔康、孕酮、利尿剂、三氯生、G列本脲

五、保化产品快速分析仪技术参数：

1、屏幕：7寸触控屏

- 2、 操作系统：安卓系统9.0操作系统。
- 3、 重复性：CV < 3%
- 4、 稳定性：CV < 3%
- 5、 台间差：CV < 3%
- 6、 检测通道：单通道检测结果
- 7、 前处理： 15分钟（根据项目而定）
- 8、 检测时间: < 10s可对样本进行定性、半定量检测
- 9、 历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息
- 10、 连接方式：USB接口，串口，网口
- 11、 数据传输：USB 以及网口（升级wifi）
- 12、 检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm
- 13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计
- 14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）
- 15 关于我们：单位log图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生产日期、生产厂家、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号
- 16、 仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、
- 17、 数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。
- 18、 项目拓展：支持检测项目拓展功能
- 19、 外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。
- 20、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂生化温度培养：37 ±1 保化产品快速分析仪

致电李工：17727825649保化产品快速分析仪