

# 口红脱色率测试报告获取方式

产品名称	口红脱色率测试报告获取方式
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18165787025

## 产品详情

### 口红脱色率测试报告获取方式

口红脱色率是指口红在接触到水、油、血液等外界因素时脱色的速度和程度。它是口红产品质量的重要指标之一，关乎着产品的持久性和稳定性。许多用户在购买口红时都会关注口红的脱色率，因此，获取口红脱色率测试报告是一种获取关键产品信息的方式。

### 标准

我们的口红脱色率测试报告符合guojibiaozhunISO 16958：2015《色料在化妆品中的鲜艳程度测定》中相关要求。该标准是一份被广泛接受的用于测定化妆品中色料鲜艳程度的guojibiaozhun。它提供了测试方法与样品要求等方面的详细标准，有效确保了测试结果的准确性和可比性。

### 方法

我们采用了以下方法对口红脱色率进行测试：

准备样品：从不同的批次中随机选取一定数量的口红样品。

测试条件设定：在标准实验室条件下，将样品暴露在水、油、血液等外界因素中。

测试过程：利用专业仪器测量样品暴露前后的颜色变化，计算口红脱色率。

数据处理：根据测试结果生成详细的测试报告，包含口红脱色率的数值和对应的颜色变化图片。

具体测试条件

为了保证测试结果的准确性和可比性，我们在测试口红脱色率时，采用了以下具体测试条件：

温度：在恒温条件（ $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ）下进行测试，确保温度对测试结果的影响被降至最低。

湿度：在相对湿度（ $45\% \pm 5\%$ ）下进行测试，减少湿度对样品性能的影响。

**暴露时间：**根据要求，样品在外界因素中暴露的时间为4小时。 **样品要求**

为了保证测试的准确性和可靠性，您在提交样品前需要满足以下要求：

样品必须是最终产品的全封装，并在生产日期一年内。

**样品数量：**每个口红色号至少提供3支，确保测试的代表性。

**样品保存：**样品在测试前需保持原封不动，在避光、干燥、阴凉处保存。 **检测申请流程**

为了方便您获取口红脱色率测试报告，我们提供了以下简单的检测申请流程：

联系我们的销售部门，填写样品申请表格，并确认检测数量及其他细节。

将样品邮寄至我们的实验室地址，同时保留好样品寄送的快递单号。

我们将在收到样品后进行测试，并及时将测试报告发送给您。

我们提供专业的口红脱色率测试服务，为您提供准确可靠的测试结果。通过获取口红脱色率测试报告，您可以更好地了解口红产品的性能和质量，并为购买做出明智的决策。如果您需要相关的测试服务，请随时与我们的销售部门联系。期待与您的合作！