

# TDP理疗灯红外线理疗仪的主要作用

产品名称	TDP理疗灯红外线理疗仪的主要作用
公司名称	河南传承医疗器械公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路九如路王鼎国际大厦1002室
联系电话	0371-66758993 15890085326

## 产品详情

### 一、产品形式治疗器按结构形式分为两种类型

立式治疗器：分为单头和双头，并带有脚轮；台式治疗器：为单头，可置于台面上使用。

二、产品结构及组成 治疗器有治疗头、控制盒（定时器、控制电路、防倾倒装置等），机身和脚架（底座）、脚轮组成；其中治疗头应有辐射板、加热器和防护罩，机身应带有支臂，用于支撑治疗头。

三、产品概述 1、特定电磁波：是指发热体（加热器）的热能有效地转化为红外辐射能量，以红外谱段（远红外）为主的辐射，其能量主要分布在2-25um波长范围内的电磁波。

2、特定电磁波治疗器（tdp）：利用电磁波辐射效应（热效应）对人体治疗的非接触式医疗设备。

四、结构和工作原理 1、主要结构 治疗器主要有治疗头、机身两部分组成。其中治疗头包括加热器和防护罩；加热器包括治疗板和加热装置。机身有支臂、控制盒、脚架、脚轮或底座。 2、工作原理 接通220v电源，接热气加热升温。治疗板上涂有多种元素的涂层将热能转化为2-25um电磁波给患者从体外施予信息和能量，促进肌肉内各种缺乏元素的吸收，修复和疏通微循环通道，达到对腰腿痛、骨关节炎等症的辅助治疗的目的。

五、使用方法 将电源线三角插头插入带有保护接地线的三孔电源插座，电源指示发光二极管（绿色）亮。表示治疗器供电正常；将定时时间调至定时器允许范围内的任意时间未知，工作指示发光二极管（黄色）亮，表示治疗头开始加温。经过短时间（10分钟左右）的预热后，患者只需把tdp治疗头对准患处或相对应的穴位，便可进行治疗。 六、红外理疗灯作用 1、美容保养 红外线光谱渗透性强，深层加热肌肤，有效改善血液循环，改善皮肤组织，具有美容健体功效，是家庭、美容院、医院理想的理疗美容产品。 2、理疗保健 减轻伤痛，辅助治疗风湿病、腰部风湿痛、感冒肌肉酸痛、缓解关节炎、促进伤口愈合，医用红外线热治疗器。 五、产品特点具有消炎、消肿、镇痛、止痒、止泻、促进血液循环、改善微循环（活血化瘀）、增强免疫力、增强细胞活力及酶的活性，促进自身调理机制、调解生理机能的作用。是一种疗效高、见效快、无疼痛、用途广、使用灵活、定位准确、经久耐用、外形美观、携带方便、价格低廉的医疗保健器械。