

# 早早孕试剂盒生产设备 衡水生产设备 威海蓝威电子智能科技

产品名称	早早孕试剂盒生产设备 衡水生产设备 威海蓝威电子智能科技
公司名称	威海蓝威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-108号创新大厦232室
联系电话	15318276666 15318276666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海蓝威电子科技有限公司

### 提高测试准确度的方法

- 1.注意包装盒上的生产日期，不要使用过期的测试卡，因为化学药剂时间长了就会失效。
- 2.为了提高测试的准确度，在去卫生间具体操作之前要仔细读测试卡使用说明，然后要小心谨慎地按照说明去做。
- 3.如果自测结果呈阴性，一周之后月经仍未来潮，你应该再做一次自测。如果不是阴性，应该去看医生。

体外诊断卡全自动组装机器人LW-2000系列特点：

- 1、自动上料（上盖、下盖）：将物料大批量倾倒入储料仓内，待机器开始运行，（上、下）卡盖由送料器送至待组装区域，等待下一工序。并附有自动检测功能以保证（上、下）卡盖前后顺序的一致性；

2、自动切条：大板（20-30cm）20-30张一起放入储料仓内，机器开始运行后，即可自动取出一张进行自动切条（宽度可设定）切好的芯条自动运送待组装区域。此处可添加自动检测模块（检测芯条放置是否准确）。大板划线区域以及首尾条自动剔除；

3、自动组装：待组装区域内的（上、下）卡盖以及芯条由相应的机械手分别自动抓取至特定的位置并扣紧进而组装为成品；

## 生产设备为您带来生化分析

在生化分析方面，由于技术比较成熟，技术壁垒比较低，所以微流控产品将面临着成熟的传统的生化分析仪的有力竞争。但是随着分级诊断的普及，基层社区为节约设备成本，会更倾向于小而易用的基于微流控的生化分析仪。基层社区所需检测的样本量不多，所以与单位时间的检测通量相比，更在乎的是生化分析仪的价格和易操作性。这个时候，早早孕试剂盒生产设备，低成本易于操作且能快速出结果的微流控自动生化分析仪的优势就凸显了出来。

### 体外诊断卡全自动组装机器人LW-3000系列

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，自投入市场以来，受到广大客户yizhihaoping：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

体外诊断卡全自动组装机器人LW-3000系列特点：

1、精度高：机器运行过程中，全程由多个视觉传感器以及多套激光传感器定位、检测、监测。是定位的精度、组装的精度；

2、：3000+/小时；

3、维护方便：机器的结构简单，简单的结构维护起来更方便。

整个研制过程分为启动、研制、性能验证、注册检测、临床评价和注册申报几个阶段，研制阶段有时候又叫小试，性能验证又可以叫中试，衡水生产设备，阶段划分和叫什么不重要，这只不过项目管理的需要，重要的是需要进行哪些工作，每个阶段的工作大概包括以下一些内容。

产品验证阶段：包括产品分析性能评估，产品稳定性研究，确定阳性判断值或者参考区间，试剂检测装置自动化生产线设备，临床评价等相关工作。此阶段形成产品注册时所需要的文件《分析性能评估报告》、《产品技术要求》、《参考值（范围）确定资料》、《稳定性研究报告》。

注册检测阶段：产品申请注册检测，通过后得到《注册检测报告》

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，检测卡生产设备，是集自动上料、切条、组装、检测、下料、包装于一体的智能型机器人，自投入市场以来，受到广大客户yizhihaoping：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

体外诊断卡全自动组装机器人LW-2000系列特点：

1、精度高：机器运行过程中，全程由多个视觉传感器以及多套激光传感器定位、检测、监测。是定位的精度、组装的精度。

2、：2000+//小时

3、维护方便：机器的结构简单，简单的结构维护起来更方便。

早早孕试剂盒生产设备-衡水生产设备-威海蓝威电子智能科技由威海蓝威电子科技有限公司提供。威海蓝威电子科技有限公司位于威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-108号创新大厦232室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海蓝威电子在自动化成套控制系统中享有良好的声誉。威海蓝威电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海蓝威电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。