

# 济南寰正科技公司 抚州6% 鲁尔圆锥接头测试仪

产品名称	济南寰正科技公司 抚州6% 鲁尔圆锥接头测试仪
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

## 产品详情

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南，曾参与过的标准论证如下：输注泵 YY0451、电子泵、导尿管YY0325、血管内导管 YY0285、导丝 YY0450、高压注设器 0614、伤伤辅料（未发布）、辅料止血性能测试（未发布）、GB8368、GB8369、热湿交换器 HME YYT 0735.1-2009、ISO80396 YYT0916.20、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314、YY 0332-2011 植入式给药装置等。企业宗旨：为的实验室用户提供高的产品和有效的服务，成为行业内的企业。

住射器注射针圆锥接头性能综合测试仪是根据“GB/T1962.2 - 2001住射器、注射针及其他医了器械6%（鲁尔）圆锥接头第二部分锁定接头”中的有关条款而设计制造的。

环规长时间不用，应交计量管理部门妥善保管。

可调节螺纹环规严禁非计量工作人员随意调整，确保量具的准确性。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发检测设备的国内企业，并多次参与过论证。本着“、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计的产品，提升产品品质，在检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。企业宗旨：为的实验室用户提供高的产品和的服务，成为行业内的企业。企业文化：、、守信、服务服务宗旨：为客户服务提供“、及时、持续”的服务，抚州6% 鲁尔圆锥接头测试仪，竭尽全力满足客户的需求。

压缩机旁的贮水器所装的水应为纯净水或蒸馏水。水不足时应将贮水器上方的进水开关缓慢打开（向上

)，到内部气压放空后，拔掉贮水器上方一根蓝色管（将插座上塑料接头按到底即可拔出），然后从贮水器上方的漏斗里注入纯净水或蒸馏水，贮满后将进水开关关闭（按到水平位置）。出厂时贮水器内未装水。

济南寰正科技发展有限公司自创建以来，我们始终以“自主、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，6% 鲁尔圆锥接头测试仪，运用很新科技成果，6% 鲁尔圆锥接头测试仪价格，提高企业实力。企业文化：、、守信、服务服务宗旨：为客户服务提供“、及时、持续”的服务，竭尽全力满足客户的需求。

将注射针座放在注射针座固定装置内，针头朝右，针座连接部嵌入固定装置内，6% 鲁尔圆锥接头测试仪厂家，用注射针固定螺丝夹紧，调节上下、前后调节螺丝，使注射针的针座对准测试仪左侧的标准接头。

- (1) 排出空气，允许留有一个小的气泡；
- (2) 调节主射器中的水量至刻度容量的25%；
- (3) 封住圆锥接头组件后端的小孔；
- (4) 将主射器的锥头向下，回抽主射器的芯杆至公称容量处，保持15秒。

鲁尔圆锥接头性能综合测试仪测试范围：注设器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻1醉过滤器等（鲁尔）圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标。

济南寰正科技公司-抚州6% 鲁尔圆锥接头测试仪由济南寰正科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南寰正科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!