

# 注射剂瓶铝塑组合盖撕开力测试机

产品名称	注射剂瓶铝塑组合盖撕开力测试机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 注射剂瓶铝塑组合盖撕开力测试机

医药包装撕拉力测试仪是专门设计用于测试药品包装材料的性能和质量的一款强大仪器。其应用范围广泛，涵盖了安瓿瓶、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、笔式注射器、预灌封注射器、注射针等多种药品包装材料。

这款测试仪主要应用于以下几种重要的性能检测：折断力、穿刺力、滑动性、器身密合性、开启力、拉伸强度、热合强度、剥离强度以及拉压撕试验。这些是评价医药包装性能的关键指标，直接反映了药品包装的质量和可靠性。

测试原理简单，将试样装夹在撕拉力测试仪的两个夹头之间，然后让两夹头做相对运动。通过特殊夹头，可以进行穿刺或开启力试验。同时，撕拉力仪的测力系统会实时监测并记录这个过程中的力值变化与位移变化，从而得出相应的力值数据，以便后续进行详细的分析和评估。

医药包装撕拉力测试仪的设计符合人体工程学，使得操作更为便捷。它采用了高精度的传感器和测量系统，可以准确地捕捉到小的力值变化，确保了测试的准确性。同时，它可以配备了多种试样夹具，可以适应不同形状和尺寸的试样，使得这款测试仪具有很高的通用性。

该设备不仅在科研实验室得到广泛应用，也适合于药品生产企业的质量控制部门，用于监控产品的质量以及优化生产过程。我们始终坚持为用户提供高质量、jingque可靠的测试设备和服务，以确保每一个药品包装材料的质量符合标准和规定。

总的来说，三泉中石的医药包装撕拉力测试仪是一款全面、jingque且易于操作的药品包装性能检测仪器。它能为您提供的不仅仅是测试数据，更是对药品包装质量的严格把关和对您产品质量的坚定承诺。

## 技术参数

测量范围 20N/50N/300N/500N/1000N/1500N ( 可选其一或多种 )

测量误差  $\pm 0.5\%$

测量速度 1-500mm/min无极调速

速度误差  $\pm 2\%$

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm

重量 78Kg

## 环境要求

环境温度 15 -50

相对湿度 80% , 无凝露

电源 220V,50Hz

## 标准

YBB00112004-2015、YBBOO102003-2015、YBBOO112003-2015、YBB001 22003-2015、YBB00042005-2015、YBB00372003-2015、YBB00212005-2015、YBB00342002-2015、YBB00242004-2015、YBBOO152002-2015、YBB00082005-2015、YBB00332002-2015、GB 15810、GB 1581

## 配 置

标准配置：主机、微型打印机、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具

选用配置：折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、连接力夹具、全开力夹具

注射剂瓶铝塑组合盖撕开力测试机

此为广告