

# 一次性透药耗材 超声治疗固定贴片作用简介

产品名称	一次性透药耗材 超声治疗固定贴片作用简介
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	36.00/袋
规格参数	品牌:迈通 型号:DJ-I 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

## 产品详情

### 超声治疗固定贴片作用简介

超声治疗固定贴片，作为一种新型的辅助治疗工具，广泛应用于医疗机构和康复中心。其主要作用是通过佩戴在患者身上，发挥超声能量的疗效，加速伤口的愈合和组织的康复。本文将从超声治疗固定贴片的组成和功能应用，以及使用该贴片配合超声脉冲电导透药仪器时需要注意的事项，为客户详细介绍这一产品。

超声治疗固定贴片采用医用高强度胶水固定，贴片表层采用透气材质，贴合性好且柔软舒适，能够轻松贴附在身体不同部位。而贴片内部，利用了超声技术，包括压电晶体等元器件，能够产生高频声波振动，将超声能量直接输送到伤口或病变组织，刺激细胞活性，促进新陈代谢和血液循环。

除了常规的超声治疗效果，超声治疗固定贴片还能配合超声脉冲电导透药仪器使用。该仪器通过电流和药物的协同作用，能够促进药物的吸收和疗效，并且进一步加强了贴片的疗效。在治疗过程中，贴片与仪器紧密结合，药物透过贴片直接传递到组织和伤口，从而提高治疗效果，缩短康复时间。

在使用超声治疗固定贴片时，需要注意以下几点：

使用前请确保皮肤清洁。使用前应将患者皮肤表面的污垢和污染物清洗干净，以确保贴片与皮肤的密封性。

贴片需要均匀贴附在伤口或病变部位。在贴附过程中，要确保贴片不会过紧或过松，以免影响治疗效果和患者的舒适度。

后，根据医生的建议和指导，控制使用时间和频次。每个患者的病情不同，因此在使用超声治疗固定贴

片时，需要根据实际情况进行调整，以获得佳的治疗效果。

综上所述，超声治疗固定贴片作为一种具有广泛应用前景的医疗产品，通过运用超声技术和药物的协同作用，能够有效促进伤口的愈合和组织的康复。郑州大鲸医疗科技有限公司将始终秉持“科技创新、服务至上”的理念，为您提供优质的超声治疗固定贴片产品和的售后服务，为您创造健康美好的未来！